

HYGIENERICHTLINIE

Reinigungs- und Desinfektionsplan

AEMP KSH (B3 und B4)

1.1 Unreine Zone

Gegenstand	Mittel / Art	Wann	Spezielles
Einschubwagen für Instrumentensiebe	Terralin® protect 0,5% X-Wipes	Nach Gebrauch	
Instrumentencontainer mit Deckel	Ethanol 70% Bichsel	Bei Annahme	Filterkontrolle
RDG und RDG-E Innen	Desinfektionsprogramm	1 x wöchentlich	Wenn 48h nicht benutzt Desinfektionsprogramm laufen lassen (Anzeige)
Aussen	Terralin® protect 0,5% X-Wipes	1 x täglich und bei Bedarf	Separate Checkliste
Reinigungsbürsten Mehrweg	RDG	Nach Gebrauch	
Reinigungsbürsten Einweg		Nach Gebrauch	Entsorgen
Steamer für Hohlinstrumente	Terralin® protect 0,5% X-Wipes	1 x täglich	Aquadest täglich auffüllen Entkalken bei Bedarf (Anzeige)
Transportkiste	Terralin® protect 0,5% X-Wipes	Bei Annahme	
Transportwagen	Terralin® protect 0,5% X-Wipes	Bei Annahme	

1.2 Reine Zone

Gegenstand	Mittel / Art	Wann	Spezielles
Autoklav Innen	VE-Wasser mit Allzweckreiniger (Handy)	1 x wöchentlich	Anschliessend mit VE- Wasser nachwischen
Aussen	Terralin® protect 0,5%	1 x täglich und bei Bedarf	
Autoklav Transportwagen	Terralin® protect 0,5% X-Wipes	1 x täglich	
Durchlaufsiegelgerät	Terralin® protect 0,5% X-Wipes	1 x täglich	

Erstellt von: C. Honney	Erstelldatum: 06.2020	Titel: AEMP KSH B3 und B4 R&D-Plan	Freigabe durch: Hygienekommission	Freigabe am: 02.11.2023	Gültig ab: 02.11.2023
Gültigkeitsbereich: KSGR - AEMP B3 + B4	Version: 2.0	Ablageort: Hygienerichtlinien	Revidiert durch: S. Kimdzikic, S. Riess	Revision am: 28.09.2023	Seite: 1/3

Gegenstand	Mittel / Art	Wann	Spezielles
Richtwagen gross	Terralin® protect 0,5% X-Wipes	1 x wöchentlich	
Ständer für Verpackungspapier (Mobil)	Terralin® protect 0,5% X-Wipes	1 x monatlich und bei Bedarf	
Sterilisator Niedertemperatur Innen	VE-Wasser mit Allzweckreiniger (Handy)	1 x wöchentlich	Anschliessend mit VE- Wasser nachwischen
Aussen	Terralin® protect 0,5%	1 x täglich und bei Bedarf	
Wagen für Osteosynthese- material allgemein Wagen für Schrauben Innen	Terralin® protect 0,5% X-Wipes	1 x jährlich	
Aussen		1x monatlich	

1.3 Alle Zonen

Gegenstand	Mittel / Art	Wann	Spezielles
Arbeitsflächen	Terralin® protect 0,5% X-Wipes	1 x täglich und bei Bedarf	
Box für Altmittel	Terralin® protect 0,5% X-Wipes	Nach Leerung	Nur dekontaminiertes Metall entsorgen
"Boy" Instrumentenwagen	Terralin® protect 0,5% X-Wipes	1 x täglich	
Metallgestell	Terralin® protect 0,5% X-Wipes	4 x jährlich	
PC-Tastatur und Maus	Cleanisept Wipes 7,5%	1x pro Schicht	
PC-Bildschirm	Cleanisept Wipes 7,5%	1 x wöchentlich	
Schrank geschlossen	Terralin® protect 0,5% X-Wipes	1 x jährlich	
Schrank und Kiste für Beatmungsbeutel	Terralin® protect 0,5% X-Wipes	1 x wöchentlich	
Telefon	Cleanisept Wipes 7,5%	1 x täglich	Telefon dazu ausschalten

Erstellt von: C. Honney	Erstelldatum: 06.2020	Titel: AEMP KSH B3 und B4 R&D-Plan	Freigabe durch: Hygienekommission	Freigabe am: 02.11.2023	Gültig ab: 02.11.2023
Gültigkeitsbereich: KSGR - AEMP B3 + B4	Version: 2.0	Ablageort: Hygienerichtlinien	Revidiert durch: S. Kimidzic, S. Riess	Revision am: 28.09.2023	Seite: 2/3

1.4 B4

Gegenstand	Mittel / Art	Wann	Spezielles
Gitterregale	Terralin® protect 0,5% X-Wipes	1 x jährlich	Sterilgutraum

Beim Umgang mit Desinfektionsmitteln immer mit Handschuhen arbeiten

Terralin® protect 0,5% X-Wipes: siehe Anleitung

Cleanisept®Wipes 7.5% für die desinfizierende Reinigung. Wipes in der Spenderdose sind nach Anbruch 3 Monate haltbar. Dose mit Ablaufdatum beschriften.

Erstellt von: C. Honney	Erstelldatum: 06.2020	Titel: AEMP KSH B3 und B4 R&D-Plan	Freigabe durch: Hygienekommission	Freigabe am: 02.11.2023	Gültig ab: 02.11.2023
Gültigkeitsbereich: KSGR - AEMP B3 + B4	Version: 2.0	Ablageort: Hygienerichtlinien	Revidiert durch: S. Kimdzikic, S. Riess	Revision am: 28.09.2023	Seite: 3/3