


<b>Hygienerichtlinie</b>	 <b>Kantonsspital Graubünden</b>
<b>Reinigungs- und Desinfektionsplan</b>	<b>Zentrale Notfallstation (ZNS)</b>

#### PFLEGEMATERIALIEN UND PFLEGE MOBILIAR:

Gegenstand	Mittel /Art	Wann	Spezielles
Patientenliegen Stoff-Fixüberzug	Mit ProMop®-DES –AF-K 0.5% desinfizieren	- nach jedem Patient - nach jedem Patient wechseln	Isolationszimmer: mit Mikrofasertuch ProMop DES K 0.5% desinfizieren. 3x wöch. gründliche Reinigung durch die Reinigungsfirma
Roll- und Nachtstuhl, Lehnstuhl Infusionsständer, Boys, Sackständer	Mit ProMop®-DES –AF-K 0.5% desinfizieren	nach Gebrauch	1x pro Monat gründlich mit ProMop®-DES –AF-K 0.5% desinfizieren, inkl. Räder. siehe Liste ZNS
Kojen-Vorhänge		1x Monat und bei optischer Verschmutzung waschen	in die Wäscherei intern KSGR geben
Eingangsbereich Notfall: Anmeldetheke (Schalter)	Mit ProMop®-DES –AF-K 0.5% desinfizieren	bei Schichtbeginn und bei Bedarf 1x täglich	Durch MA Pflege ZNS Durch Reinigungsfirma

Abteilungseigene Boxen für Mikrofaser Tücher (Iso-Wagen)	Mit ProMop®-DES –AF-K 0.5% desinfizieren	1x täglich (in der Nachtschicht)	Leere Box innen und aussen wischdesinfizieren.
--	--	----------------------------------	--

#### TECHN.GERÄTE:

Gegenstand	Mittel /Art	Wann	Spezielles
Absaugsystem (Serres): Absaugkanister (Mehrweg)	Mit Terralin protect 0.5 % <b>oder</b> ProMop®-DES –AF-K 0.5% desinfizieren	nach Gebrauch aussen und innen	Ist der Absaugbeutel beschädigt und der Kanister wurde dabei kontaminiert, muss nach der desinfizierenden Reinigung der Kanister für die Sterilisation in die AEMP
Absaugbeutel (Einweg)		nach Gebrauch, wenn Beutel voll ist	Entsorgung (siehe Entsorgungskonzept)
Verbindungsschlauch (Einweg) zw. Sugiglas u. Absaugkatheter (Patient)		Entsorgung Nach Gebrauch	Nach Gebrauch: Verbindungsschlauchende zu Absaugkatheter die Öffnung nach oben fixieren
Verbindungsschlauch (Silikon, Mehrweg) zw. Vakuumeinrichtung u. Absaugsystem	Mit Terralin protect 0.5 % <b>oder</b> ProMop®-DES –AF-K 0.5% desinfizieren	bei optischer Verschmutzung, nach Gebrauch	
Bülaufflaschen Zapfen der Bülaufflasche	Wird dem Patienten mitgegeben auf Abteilung		
Blutdruckmanschette, Stethoskop Elektr. Blutdruckgerät inkl. Anzeige	Mit Terralin protect 0.5 % <b>oder</b> ProMop®-DES –AF-K 0.5% desinfizieren	nach Gebrauch	Stethoskop: einmal pro Monat Ohrlöwen mit Wattestäbchen und Alkohol 70 % reinigen
Fahrbare Einheiten und Med. Techn. Geräte: BE-, DK-, Verbandwagen EKG mit Gerätewagen, US-Gerät	Mit ProMop®-DES –AF-K 0.5% <b>oder</b> Cleanisept Wipes 7.5% desinfizieren	nach Gebrauch	1x pro Monat gründlich mit ProMop®-DES –AF-K 0.5% desinfizieren, inkl. Räder. Mit Datum versehen.

Im Umgang mit Desinfektionsmitteln immer mit Handschuhen arbeiten.

Allgemeiner R&D Plan siehe [Pat. Pflegematerial, Techn. Geräte, Mobiliar](#)

Erstellt von: Notfall und Spitalhygiene	Erstelldatum: 16.05.2003	Titel: ZNS Reinigungs- und Desinfektionsplan	Freigabe durch: Hygienekommission	Freigabe am: 21.04.2021	Gültig ab: 21.04.2021	<b>HR</b>
Gültigkeitsbereich: KSGR	Version: 4.0	Ablageort: Hygienerichtlinien	Revision durch: C. Weber, L. Hasler, M. Eugster	Revision am: 21.04.2021	Seite(n): 1/1	