


Hygienerichtlinie	
Reinigungs- und Desinfektionsplan	OPS KSH Operationssaal

Operationssaal

Gegenstand	Mittel/Art	Wann	Spezielles
Verbandwagen	Terralin protect 0,5 %	Aussen: Täglich nach Gebrauch, Innen: 1 x monatlich	Saalteam inkl. Sterilgutkontrolle
Sugi	Terralin protect 0,5 %	Täglich nach Programmende	Einmalbeutel in Serres Nemo entsorgen
medizinische Geräte (BV, fahrbare Diathermie, Mikroskop, Videotürme, Navigation, Ligasure ect.)	Terralin protect 0,5 %	Nach jedem Gebrauch	
PC-Tastaturen, Maus	Terralin protect 0,5 %	nach jedem Patientenwechsel	
Alle Monitore	Cleanisept Wipes 7.5 %	Täglich nach Programmende und bei sichtbarer Kontamination	
Fusspedale	Terralin protect 0,5 %	Nach Gebrauch	Bei starker Verschmutzung erst unter fliessend Wasser abspülen
„Wasserheizer“	Terralin protect 0,5 %	Nach Gebrauch	Heizwasser ausschütten nach Programmende
Bohrschläuche unsteril	Terralin protect 0,5 %	Nach Gebrauch	
Röntgenschürzen	Terralin protect 0,5 %	1x täglich und bei optischer Verschmutzung	

Wichtige Hinweise:

- Beim Umgang mit Desinfektionsmitteln immer mit Handschuhen arbeiten.
- Terralin protect 0,5 % wird in Kombination mit den Vlies-Wipes Safety Pack (IVF Hartmann AG) verwendet - siehe separate OPS - Anleitung

Erstellt von: Spitalhygiene	Erstelldatum: 30.06.2009	Titel: R & D Plan OPS KSH Operationssaal	Freigabe durch: Hygienekommission	Freigabe am: 16.04.2021	Gültig ab: 16.04.2021	HR
Gültigkeitsbereich: KSH	Version: 5.0	Ablageort: Hygienerichtlinien	Revision durch: S. Petric, S. Riess	Revision am: 09.02.2021	Seite(n): 1/1	