

Hygienerichtlinie	
Reinigungs- und Desinfektionsplan	Urologie

Gegenstand	Mittel / Art	Wann	Bemerkungen / Spezielles
Instrumente / Chromstahlschalen Wundversorgung - Set Zystoskop starr Flex . Fasszange Optiken Penisklemme	In Steckbeckenautomat	Nach Gebrauch	In Transportbox zur Aufbereiten in AEMP geben.
EMG Kabel Kamera Kaltlichtkabel	In Gigasept AF forte 2 % legen Einwirkzeit 15 Min.	Nach Gebrauch	Abschliessend gründlich mit Wasser spülen und trocknen
Rektal-Sonde Führungsschiene (Einweg)	Nach entfernen des Untersuchungskondoms mit einem Gigasept AF forte 2 % getränktem Tuch abwischen. Anschliessend in Gigasept AF forte 2 % einlegen. Einwirkzeit 15 Min. Abschliessend gründlich mit Wasser spülen und trocknen	Nach Gebrauch	Rektal-Sonde immer mit „Untersuchungskondom“ verwenden. Lagerung: in Box im Materiallager Führungsschiene entsorgen.
Flexibles Zystoskop mit Lumen	Siehe Aufbereitung flex. Zystoskope	Nach Gebrauch	Vor Wochenende oder Feiertagen verpackt in AEMP zur Plasmasterilisation geben.
Urinflaschen Messbecher	In Steckbeckenautomat	Nach Gebrauch	
Stauschlauch Spritzentableau	ProMop®-DES –AF-K 0.5%	Nach Gebrauch	1x wöchentlich in Gigasept AF 2% einlegen Einwirkzeit 15 Min
Vacutainerhüllen (Prontohalter)	In Gigasept AF forte 2 % einlegen Einwirkzeit 15 Min.	Nach Gebrauch	Nach der Einwirkungszeit mit Wasser spülen, trocknen. (Nicht in Steckbeckenautomat geben).
Ambu Beutel	Mit Terralin protect 0.5% abwischen	Nach Gebrauch	In einem Plastiksack in die AEMP geben. Bei nicht Gebrauch: ½ jährlich in AEMP geben.
Ohrthermometer	Mit Alkohol 70% abwischen	Nach Gebrauch	Plastikhütchen entsorgen (Einweg).
Rasier Clipper	ProMop®-DES –AF-K 0.5%	Nach Gebrauch	Klinge entsorgen.
Röntgen Schürzen	Mit Terralin protect 0.5% abwischen	Bei optischer Verschmutzung	1x wöchentlich gründlich
Untersuchungsliegen	ProMop®-DES –AF-K 0.5%	Nach Gebrauch	Papieraufgabe nach jedem Patienten wechseln. Nach Programmende: komplette desinfizierende Reinigung durch Reinigungsfirma
Med. -Techn. Geräte	ProMop®-DES –AF-K 0.5%	Nach Gebrauch	4x jährlich gründlich
Elekt. Blutdruck Apparat und Manschette	ProMop®-DES –AF-K 0.5%	Nach Gebrauch	
Ultraschallgeräte Schallkopf und Tastatur	Mit ProMop®-DES –AF-K 0.5% abwischen Mit Cleanisept Wipes 7.5 % abwischen Einwirkzeit 1 Min.	1x täglich Nach Gebrauch	
Lean Wagen	Mit Cleanisept Wipes 7.5 % abwischen	1x täglich	
OP-Tisch und Zubehör OP-Lampe	ProMop®-DES –AF-K 0.5%	Nach Gebrauch	Oberer Schwenkarm 1x wöchentlich
Instrumententische, Beistelltische Arbeitsflächen	ProMop®-DES –AF-K 0.5%	Nach Gebrauch und am Schluss des Programms gründlich	
Verbandwagen	ProMop®-DES –AF-K 0.5%	Aussen: Nach Gebrauch Innen: 4x jährlich	
Schränke, Schubladen, Regale, Aufbewahrungsboxen	Mit Reinigungsmittel reinigen	Bei optischer Verschmutzung, 2x jährlich	Schränke und Aufbewahrungsboxen ausräumen

Erstellt von: Spitalhygiene	Erstelldatum: 28.12.2010	Titel: Urologie Reinigungs- und Desinfektionsplan	Freigabe durch: Hygienekommission	Freigabe am: 21.08.2020	Gültig ab: 21.08.2020	HR
Gültigkeitsbereich: KSGR	Version: 6.0	Ablageort: Hygienerichtlinien	Revision durch: S. Riess M. Rudolf-Mayer	Revision am: 12.05.2020	Seite(n): 1/2	

Gegenstand	Mittel /Art	Wann	Bemerkungen / Spezielles
PC und Tastatur im: Untersuchungszimmer 1-4 Räume: Röntgen und Kleineingriffe	Mit ProMop®-DES –AF-K 0.5% abwischen	1x täglich wenn PC aus.	PC ist heruntergefahren oder PC ist gesperrt (Tastenkombination CTRL, ALT und DELETE gleichzeitig drücken).
CordlessTelefon	Mit Cleanisept Wipes 7.5 % abwischen Einwirkzeit 1 Min.		Telefon dazu ausschalten. Keine Mikrofasertücher verwenden, Kratzgefahr!
Trennvorhänge		1x monatlich	Reinigungsfirma Bei optischer Verschmutzung sofort.
Desinfektionsspender/ Seifenspender		1x täglich	Reinigungsfirma
Fussboden		1x täglich durch Reinigungsfirma	Wenn optisch verschmutzt durch Mitarbeiterin Urolog. Ambulatorium (Wischmopp im Ausguss und Röntgen-Raum). Nach Programmende: Reinigungsfirma

Im Umgang mit Desinfektionsmitteln immer mit Handschuhen arbeiten.

Weitere Hinweise sind abgelegt unter: - Allgemeiner R&D Plan: [Pat. Pflegematerial, Techn. Geräte, Mobiliar](#),
- [Flächenreinigung/-desinfektion](#)

Erstellt von: Spitalhygiene	Erstelldatum: 28.12.2010	Titel: Urologie Reinigungs- und Desinfektionsplan	Freigabe durch: Hygienekommission	Freigabe am: 21.08.2020	Gültig ab: 21.08.2020	HR
Gültigkeitsbereich: KSGR	Version: 6.0	Ablageort: Hygienerichtlinien	Revision durch: S. Riess M. Rudolf-Mayer	Revision am: 12.05.2020	Seite(n): 2/2	