

## HYGIENERICHTLINIE

### Reinigungs- und Desinfektionsplan

## Anästhesie

### 1.1 Beatmungsgeräte und Zubehör

Gegenstand	Mittel/Art	Wann	Wie / Spezielles
<b>Beatmungsgerät Oberflächen</b> (inkl. Absorber, Wasserfalle)	Terralin protect 0,5% X-Wipes	Nach jedem Patienten	Absorber ist Einweg
<b>Wasserfalle</b>	Terralin protect 0,5% X-Wipes	Nach jedem Patienten	<u>Im Saal</u> : 1x monatlich wechseln <u>In der Vorbereitung</u> : Alle 2 Monate wechseln
<b>Beatmungsblock</b>	Terralin protect 0,5% X-Wipes	2 x jährlich (nach Wartung / Reparatur)	Sterilisation im OPS
<b>Beatmungsfilter</b>	<u>Wechselintervall</u> Bakterienfilter "Beatmungsgerät" Bakterienfilter "Patient"	alle 7 d Nach jedem Patient	
<b>Beatmungsschläuche</b>	Terralin protect 0,5% X-Wipes	1x täglich nach Programmende und bei Bedarf	
<b>Beatmungsbeutel (Ambubeutel mit O2 Reservoir)</b>			Einweg! Nach Gebrauch entsorgen
<b>Pipeline - Leitungen (O<sub>2</sub> / N<sub>2</sub>O) Narkosegasabsaugung Stromkabel, Erdungskabel Verlängerungskabel</b>	Terralin protect 0,5% X-Wipes	Nach Gebrauch	Sind in Hülle versorgt; 1/2 jährlich komplett reinigen (jeweils nach Geräte-wartung)

Erstellt von: Spitalhygiene	Erstelldatum: 01.02.2007	Titel: R & D Plan Anästhesie	Freigabe durch: Hygienekommission	Freigabe am: 07.09.2023	Gültig ab: 07.09.2023
Gültigkeitsbereich: KSGR - Anästhesie	Version: 9.0	Ablageort: Hygienerichtlinien	Revidiert durch: A. Grigoli, D. Oberholzer, S. Riess	Revision am: 11.07.2023	Seite 1/4

## 1.2 Überwachungsgeräte und Zubehör (Philips)

Gegenstand	Mittel/Art	Wann	Wie / Spezielles
<b>Bildschirme</b>	Cleanisept Wipes	1 x täglich nach Programmende, bei optischer Verschmutzung, Nach Isolation	
<b>Monitore, Monitorkabel (BD, EKG, Pulsoxymeter), BIS-, TOF-Modul &amp; -Kabel, Alphacard-Tansducer-Halterung</b>	Terralin protect 0,5% X-Wipes	Nach Gebrauch	
<b>BD - Manschetten und Schlauch</b>	Terralin protect 0,5% X-Wipes	Nach Gebrauch	BD - Manschetten bei starker Verschmutzung in Gigasept AF forte 0.75 % / 60 Min. einlegen oder im RDG reinigen. (Verschlussstopfen verwenden oder Schläuche abklemmen.)

## 1.3 Geräte und Wagen

Gegenstand	Mittel/Art	Wann	Wie / Spezielles
<b>Autopulse (Gerät)</b>	Terralin protect 0,5% X-Wipes	Nach Gebrauch	
<b>Cellsaver/CATS - Reservoir und Materialwagen</b>	Terralin protect 0,5% X-Wipes	Nach Gebrauch	Alle 3 Monate gründlich inkl. Ablagefläche und Schubladen Materialwagen
<b>Intubationswagen (DAW) - Schubladen</b>	Terralin protect 0,5% X-Wipes	Nach Gebrauch	Alle vier Monate alle Schubladen leeren und reinigen
<b>Neurostimulatoren Blutzucker – Testgerät HemoCure</b>	Terralin protect 0,5% X-Wipes	Nach Gebrauch	
<b>Reinigungs-Desinfektionsgerät (RDG)</b>	Terralin protect 0,5% X-Wipes	1x täglich und bei Bedarf	Aussen abwischen
<b>ZOLL-Defibrillator</b>	Terralin protect 0,5% X-Wipes	Nach Gebrauch	

## 1.4 Instrumente

Gegenstand	Mittel/Art	Wann	Wie / Spezielles
<b>Flexible Bronchoskope</b>	Gemäss separater Arbeitsanweisung "SOP Hygiene Bronchoskopie Anästhesie"		
<b>Videolaryngoskop</b>	Gigasept AF Forte 2 % / 15 Min.	Nach Gebrauch	Danach gründlich mit kaltem Wasser spülen.
<b>Nahtset (3 + 4 Teile)</b>	Thermische Desinfektion im RDG/Anästhesie	Nach Gebrauch	Zur Sterilisation in AEMP geben.
<b>Magill - Zange</b>		Nach Gebrauch	Zur Sterilisation in AEMP geben.
<b>Laryngoskopspatel</b>	Thermische Desinfektion im RDG/Anästhesie	Nach Gebrauch	
<b>Laryngoskopgriff</b>	Terralin protect 0,5% X-Wipes	Nach Gebrauch	
<b>Klemmen Scheren</b>	Thermische Desinfektion im RDG	Nach Gebrauch	Nur für unsterilen Gebrauch
<b>Gänsegurgel</b>	Thermische Desinfektion im RDG/Anästhesie	Nach Gebrauch	anschliessend zur Sterilisation AEMP geben
<b>Führungsdraht</b> <b>D-Blade Führungsdraht</b>	Thermische Desinfektion im RDG/Anästhesie	Nach Gebrauch	Einweg! Nach Gebrauch entsorgen. Zur Sterilisation in AEMP geben

## 1.5 Diverses

Gegenstand	Mittel/Art	Wann	Wie / Spezielles
<b>Masken</b>	Thermische Desinfektion im RDG	Nach Gebrauch	
<b>Absaugsystem (Serres):</b> <b>Absaugkanister (Mehrweg)</b>	Terralin protect 0,5% X-Wipes	Nach Gebrauch aussen und innen	Ist der Absaugbeutel beschädigt und der Kanister wurde dabei kontaminiert, muss dieser im RDG aufbereitet werden.
<b>Absaugbeutel (Einweg)</b>		1x täglich entsorgen (wenn Füllmenge über 200ml)	Entsorgung in gelbe Viva-Box
<b>Verbindungsschlauch (Einweg) zwischen Absaugkanister und Absaugkatheter</b>	Terralin protect 0,5% X-Wipes	1x täglich wechseln	Nach Gebrauch das Ende des Verbindungsschlauches mit der Öffnung nach oben fixieren.
<b>Verbindungsschlauch (Mehrweg) zwischen Vakuumeinrichtung und Absaugsystem</b>	Terralin protect 0,5% X-Wipes	1x täglich Bei optischer Verschmutzung	

Gegenstand	Mittel/Art	Wann	Wie / Spezielles
<b>Ultraschall -Kopf, Bildschirm -Kabel und Gerät</b>	Cleanisept Wipes Terralin protect 0,5% X-Wipes	Nach Gebrauch	
<b>Kopfhörer/ IPod</b>			Kopfhörerkabel locker aufrollen, Ohrmuscheln (Schaumstoff nicht putzen!), für jeden Pat. eine neue Einweg Schutzhülse
<b>„Boys“ (Wägel) inkl. Rädli Infusionsständer inkl. Rädli Infusionspumpen inkl. Rädli</b>	Terralin protect 0,5% X-Wipes	Nach Gebrauch	Alle 6 Monate gründlich reinigen
<b>Bleischürzen</b>	Terralin protect 0,5% X-Wipes	1x täglich und bei Bedarf	1x wöchentlich gründlich
<b>Mistral Air Wärmelampe Fluido, Enflow</b>	Terralin protect 0,5% X-Wipes	Nach Gebrauch	
<b>Stethoskope / Ohransatzstücke</b>	Terralin protect 0,5% X-Wipes	Nach Gebrauch	Ohransatzstücke 1x monatlich mit Wattestäbchen und Alkohol 63% reinigen
<b>Kopfringe</b>	Terralin protect 0,5% X-Wipes	Nach Gebrauch	Nicht einlegen!
<b>Protokolltafeln</b>	Terralin protect 0,5% X-Wipes	Nach Gebrauch	
<b>Schränke</b>	Terralin protect 0,5% X-Wipes	Alle sechs Monate	
<b>Grosser Tisch, Abstellflächen Anästhesieraum</b>	Terralin protect 0,5% X -Wipes	2x täglich und bei Bedarf	

Im Umgang mit Desinfektionsmitteln immer mit Handschuhen arbeiten.

Allgemeiner R&D Plan siehe [Pat. Pflegematerial, Techn. Geräte, Mobiliar](#)