


<b>Hygienerichtlinie</b>	
<b>Reinigungs- und Desinfektionsplan</b>	<b>REA-Einheit GEBS REA-Einheit OPS FON</b>

#### Pflegeutensilien / Mobiliar

Gegenstand	Mittel /Art	Wann	Spezielles
<b>Reanimationseinheit</b>	Terralin® protect 0.5% Bei Desinfektionsmittelstreifen kann nach 1 Stunde Einwirkungszeit mit Aqua dest. abgerieben und getrocknet werden.	Nach jedem Gebrauch	<b>Keine Mikrofasertücher für das Plexiglas verwenden! Kratzgefahr!</b>  1.Montag/Mon. komplette Desinfektion
<b>Wärmeschrank</b>	ProMop®-DES-AF-K 0.5%	1x monatlich	
<b>Notfallwagen</b>	ProMop®-DES-AF-K 0.5%	1x monatlich	
<b>Wäscheschrank</b>	ProMop®-DES-AF-K 0.5%	1x monatlich	

#### Medizinische Geräte / Instrumente

Gegenstand	Mittel /Art	Wann	Spezielles
<b>Ambubeutel</b>	ProMop®-DES-AF-K 0.5%	Nach jedem Gebrauch und wenn während der Erstversorgung im Wärmebettchen verblieben und nicht gebraucht	In einem Plastiksack in die Steri FON geben
<b>Perivent (Beatmungsgerät)</b>	ProMop®-DES-AF-K 0.5%	Nach Gebrauch wischdesinfizieren	Sauerstoffschlauch und Maskenadapter entsorgen (Einwegmaterial)
<b>Beatmungsmaske Kinder</b>	Im RDG (Reinigungs-/Desinfektionsgerät), Programm 1	Nach Gebrauch	In Steri FON zum Sterilisieren
<b>Laryngoskop-Griff</b>	ProMop®-DES-AF-K 0.5%	Nach Gebrauch wischdesinfizieren	
<b>Laryngoskop-Spatel</b>	Im RDG, Programm 1	Nach Gebrauch	In Steri FON zum Sterilisieren
<b>Wärmelampe</b>	ProMop®-DES-AF-K 0.5%	Nach Gebrauch wischdesinfizieren	
<b>Sättigungsgerät</b>	ProMop®-DES-AF-K 0.5%	Nach Gebrauch wischdesinfizieren	Sonde entsorgen (Einwegmaterial)
<b>Absaugeinheit</b>	ProMop®-DES-AF-K 0.5%	Nach Gebrauch wischdesinfizieren	Serafe Beutel grün und Verbindungsschlauch von Sugi zum Absaugkatheter sowie Absaugkatheter entsorgen (Einwegmaterial)

Im Umgang mit Desinfektionsmitteln immer mit Handschuhen arbeiten.

Weitere Hinweise sind abgelegt unter:

- Allgemeiner R&D Plan: [Pat. Pflegematerial, Techn. Geräte, Mobiliar](#),
- [Flächenreinigung/-desinfektion](#)

Erstellt von: S. Krapf, S. Riess	Erstelldatum: 05.11.2021	Titel: REA Einheit GEBS OPS FON R & D Plan	Freigabe durch: Hygienekommission	Freigabe am:	Gültig ab: 19.11.2021	<b>HR</b>
Gültigkeitsbereich: GEBS / OPS FON	Version: 1.0	Ablageort: Hygienerichtlinien	Revision durch:	Revision am:	Seite(n): 1/1	