

Hygienerichtlinie

Inhalationsvernebler

Grundsätzliches

Inhalieren: Nach Möglichkeit mit dem Mundstück inhalieren, weil dies effektiver ist. Beim Inhalieren mit der Maske gehen 50 % des Inhaltes verloren, mit dem Mundstück nur 30 %. Der Vernebler hat keine Unterbrechertaste. Wenn der Patient eine Pause machen möchte, muss die Druckluft abgeschaltet werden.

NaCl 0,9% für die Inhalation: Täglich eine 10 ml Ampulle NaCl 0,9% in eine 10 ml Spritze aufziehen. Aufziehkanüle entfernen und mit einer sterilen Verschlusskappe versehen. Nach 24 Stunden alles erneuern.

Nach Gebrauch: Der Vernebler wird nach jedem Gebrauch unter fliessend heissem Wasser ausgespült und anschliessend getrocknet. Danach in einem sauberen, trockenen Waschlappen beim Bett aufbewahren. Waschlappen nach optischer Verschmutzung, jedoch mind. nach 7 Tagen auswechseln.

Verwendungsdauer: Nur Patientenbezogen einsetzen. **Bei Austritt oder spätestens nach einer Woche** wird das Gerät durch ein neues ersetzt.
Bei Patienten **mit einer Infektion mit multiresistenten Bakterien** wird das Gerät **täglich** ersetzt (z.B. Kinder mit zystischer Fibrose).

Die Vernebler-Systeme im KSGR

Cirrus2:

Dieses System wird entsorgt. ② Keine Wiederaufbereitung nach Austritt oder nach einer Woche.



Erstellt von: Spitalhygiene	Erstelldatum: 12.10.2011	Titel: Inhalationsvernebler	Freigabe durch: Hygienekonferenz	Freigabe am: 06.09.2019	Gültig ab: 06.09.2019	HR
Gültigkeitsbereich: KSGR	Version: 5.0	Ablageort: Hygienerichtlinien	Revision durch: U. Gadola	Revision am: 16.05.2019	Seite(n): 1/1	