



Gegenstand	Mittel / Art	Wann	Spezielles
Schränke	Mit ProMop®-DES-AF-K 0.5% desinfizieren	Bei Verschmutzung, jedoch mind. ½ jährlich (gemäss Jahresplan)	Schränke und Flächen vor Desinfektion ausräumen
Untersuchungsliege, Untersuchungstuhl, Lagerungshilfsmittel, Vakuummatratze	Mit ProMop®-DES-AF-K 0.5% desinfizieren	Nach Gebrauch	Papierauflage nach der Untersuchung wechseln. Am Ende des Tages zusätzlich den unteren Bereich reinigen.
Med. Techn. Geräte, Verbandswagen, Infusionsständer, Boys, Sackständer, usw.	Mit ProMop®-DES-AF-K 0.5% desinfizieren	Nach Gebrauch, 1x pro Jahr gründlich, inkl. Räder desinfizierend reinigen (gemäss Jahresplan)	
Mundkeil „Precise Bite“ (Patientenbezogener Einsatz)	<ul style="list-style-type: none"> • Mit Dentohexin Lösung 0.2% abspülen und nach Bedarf mit Hilfe einer Einwegzahnbürste die Verschmutzungen entfernen. • auf Papiertuch trocknen lassen und anschliessend in Karton-Nierenschale legen • Im Schrank lagern (obere Hälfte) 	Nach Gebrauch	Pro Mundkeil/Zahnabdruck ein Fach belegen AA zu Hygienemassnahmen für Mundkeil etc. im RadOnkWiki
Stereotaxie-Zahnabdruck (Patientenbezogener Einsatz)			
Individuelles Schädelkissen, (Patientenbezogener Einsatz)	Mit ProMop®-DES-AF-K 0.5% desinfizieren	Nach Gebrauch	Einzel lagern/aufhängen
Spekula, HNO-Spiegel, Nierenschale		Direkt nach Gebrauch (ohne Dekontamination) in die AEMP geben	In spez. gekennzeichnetem Transportbehälter in die AEMP geben
Absaugsystem (Serres)		Nach Gebrauch	Siehe R&D Plan Pat. Pflegematerial, Techn. Geräte, Mobiliar
Wasserbad	Mit ProMop®-DES-AF-K 0.5% desinfizieren	1x pro Monat (gemäss Jahresplan)	

Im Umgang mit Desinfektionsmitteln immer mit Handschuhen arbeiten.

Allgemeiner R&D Plan siehe [Pat. Pflegematerial, Techn. Geräte, Mobiliar](#)

Erstellt von: U. Gadola, R. Lodder	Erstelldatum: 16.06.2014	Titel: R & D Plan Radio-Onkologie	Freigabe durch: Hygienekommission	Freigabe am: 16.03.2023	Gültig ab: 16.03.2023	HR
Gültigkeitsbereich: Radio-Onkologie	Version: 3.0	Ablageort: Hygienerichtlinien	Revision durch: C. Winter, U. Gadola	Revision am: 06.03.2023	Seite(n): 1/1	