

HYGIENERICHTLINIE

Reinigungs- und Desinfektionsplan

IPS / IMC

Gegenstand	Mittel/ Art	Wann	Spezielles
Zahnprothesenschale	In Gigasept AF forte 2 % einlegen (Einwirkungszeit 15 Min.) und danach mit Wasser abspülen	Nach Gebrauch / Austritt	
Medikamentenmörser	Unter fliessendem Wasser ausspülen	Nach Gebrauch	
Vorhänge (Bettenplatzabtrennung)		Alle 2 Wochen, bei optischer Verschmutzung	In Zentralwäscherei geben
Test Lunge (Beatmung)	Mit ProMop®-DES-AF-K 0.5% abwischen	Nach Gebrauch	Danach in Transportkiste zur Aufbereitung in AEMP geben. Wird nur zu Schulungszwecken eingesetzt, kein Einsatz bei Patienten
Expirations- / PEEP - Ventil	Mit ProMop®-DES-AF-K 0.5% abwischen	Min. 28 Tage oder nach Gebrauch	Danach in Transportkiste zur Aufbereitung in AEMP geben.
Laryngoskop-Spatel Magillzange	In Gigasept AF forte 2 % einlegen (Einwirkungszeit 15 Min.)	Nach Gebrauch	Danach in Transportkiste zur Aufbereitung in AEMP geben. Diese Instrumente dürfen auch noch nach Ablauf des Sterilisationsdatums eingesetzt werden (Sterilisation erfolgt nur zur Abtötung von Prionen).
Aufbewahrungshülse Bronchoskop		Nach Gebrauch	In Transportkiste zur Aufbereitung in AEMP geben
MOTomed - Gerät	Mit ProMop®-DES-AF-K 0.5% abwischen	Nach Gebrauch	
MOTomed - Handhalterung	In Gigasept AF forte 2 % einlegen (Einwirkungszeit 15 Min.) und anschliessend in der Wäscherei KSGR intern zum Waschen bei 30°C geben	Nach Therapieabschluss	Handhalterung während Therapie nur patientenbezogen einsetzen

Weitere Geräte siehe IPS Regelwerk

Im Umgang mit Desinfektionsmitteln immer mit Handschuhen arbeiten.

Allgemeiner R&D Plan siehe [Pat. Pflegematerial, Techn. Geräte, Mobiliar](#)

Erstellt von: Spitalhygiene	Erstelldatum: 24.05.2007	Titel: IPS /IMC Reinigungs- und Desinfektionsplan Plan	Freigabe durch: Hygienekommission	Freigabe am: 07.09.2023	Gültig ab: 07.09.2023
Gültigkeitsbereich: IPS / IMC	Version: 7.0	Ablageort: Hygienerichtlinien	Revidiert durch: A. Fasciati, U. Gadola	Revision am: 18.07.2023	Seite 1/1