


<b>Hygienerichtlinie</b>	
<b>Reinigungs- und Desinfektionsplan</b>	<b>Operationsabteilung / Steri FON</b>

Gegenstand	Mittel / Art	Wann	Spezielles
<b>Absaugsystem (Serres)</b> - Absaugkanister (Mehrweg)	Terralin® protect 0,5 %	Täglich nach Programmende	Ist der Absaugbeutel beschädigt und der Kanister wurde dabei kontaminiert, muss dieser zur Aufbereitung in die Steri FON
- Absaugbeutel (Einweg)		Täglich, bzw. wenn Beutel voll ist	Entsorgung in Vivabox
- Verbindungsschlauch (Einweg) zw. Absaugkanister und Absaugkatheter		Nach Gebrauch	Entsorgen
- Verbindungsschlauch (Silikon, Mehrweg) zw. Vacuumeinrichtung u. Absaugsystem	Terralin® protect 0,5 %	1x täglich und bei sichtbarer Kontamination	
<b>Boys</b>	Terralin® protect 0,5 %	Nach Gebrauch	
<b>Fusspedale</b>	Terralin® protect 0,5 %	Nach Gebrauch	Bei starker Verschmutzung in RDG
<b>Instrumentencontainer mit Deckel</b>	Ethanol 70% Bichsel	Nach Gebrauch	Filterkontrolle
<b>Instrumententisch, Beistelltisch, Ablageflächen</b>	Terralin® protect 0,5 %	Nach Gebrauch	
<b>Medizinische Geräte (fahrbare Diathermie, Videotürme, Ligasure ect.)</b>	Terralin® protect 0,5 %	Nach jedem Gebrauch	
<b>Monitore</b>	Gigasept® AF forte 0.75%	Täglich nach Programmende und bei sichtbarer Kontamination	Keine Mikrofasertücher verwenden! Kratzgefahr!
<b>OP-Tisch und Zubehör</b>	Terralin® protect 0,5 %	Nach Gebrauch	
<b>PC-Tastaturen, Maus</b>	Terralin® protect 0,5 %	nach jedem Patientenwechsel	
<b>RDG</b> - Filterreinigung - Aussen	Unter fliessendem Wasser Terralin® protect 0,5 %	1 x täglich 1 x täglich	
<b>Reinigungsbürsten</b>	In RDG (Reinigungs-/ Desinfektions-gerät)	Nach Gebrauch	
<b>Richtwagen für Container</b>	Terralin® protect 0,5 %	1 x täglich	
<b>Schränke und Schubladen</b>	Terralin® protect 0,5 %	Bei sichtbarer Verschmutzung, 4 x jährlich gründlich	Keine Tücher als Unterlage
<b>Verbandwagen</b> - Aussen - Innen	Terralin® protect 0,5 % Terralin® protect 0,5 % Terralin® protect 0,5 %	Nach Gebrauch 1 x monatlich	inkl. Sterilgutkontrolle
<b>Wagen für leere Container</b>	Terralin® protect 0,5 %	1x täglich	
<b>„Wasserheizer“</b>	Terralin® protect 0,5 %	Nach Gebrauch	
<b>Sterilgutraum OPS</b>			
<b>Regale</b>	Terralin® protect 0,5 %	1 x jährlich und bei Bedarf	
<b>Sterilgutraum Steri</b>			
<b>Autoklav</b> - Aussen	Terralin® protect 0,5 %	1x täglich und bei Bedarf	
- Innen und Transport und Chargenwagen	2-3 Tropfen Resinox pro ½ Liter Wasser	1x wöchentlich	Anschliessend mit Wasser nachspülen. Kein Mikrofasertuch mit ProMop DES-AF-K 0,5% verwenden.
<b>Beschickungswagen</b>	Terralin® protect 0,5 %	1x wöchentlich	
<b>Durchlaufsigelungsgerät "Schweissgerät"</b>	Terralin® protect 0,5 %	1 x täglich	
<b>Offene Regale und Schränke</b>	Terralin® protect 0,5 %	1 x jährlich und bei Bedarf	
<b>Regal für Peel-Klarsichtbeutel</b>	Terralin® protect 0,5 %	1 x wöchentlich	

#### Wichtige Hinweise:

- Beim Umgang mit Desinfektionsmitteln immer mit Handschuhen arbeiten.
- Terralin protect 0,5 % wird in Kombination mit den X-Wipes Safety Pack (IVF Hartmann AG) verwendet - siehe separate Anleitung

Erstellt von: OPS und Spitalhygiene	Erstelldatum: 28.11.2003	Titel: R&D Plan Operationsabteilung /Steri FON	Freigabe durch: Hygienekommission	Freigabe am: 22.12.2020	Gültig ab: 22.12.2020	<b>HR</b>
Gültigkeitsbereich: OPS FON	Version: 3.0	Ablageort: Hygienerichtlinien	Revision durch: C. Pascariu, S. Riess	Revision am: 03.12.2020	Seite(n): 1/2	

Weitere Hinweise sind abgelegt unter:

- Allgemeiner R&D Plan: [Pat. Pflegematerial, Techn. Geräte, Mobiliar,](#)
- [Flächenreinigung/-desinfektion](#)

Erstellt von: OPS und Spitalhygiene	Erstelldatum: 28.11.2003	Titel: R&D Plan Operationsabteilung /Steril FON	Freigabe durch: Hygienekommission	Freigabe am: 22.12.2020	Gültig ab: 22.12.2020	HR
Gültigkeitsbereich: OPS FON	Version: 3.0	Ablageort: Hygienrichtlinien	Revision durch: C. Pascariu, S. Riess	Revision am: 03.12.2020	Seite(n): 2/2	