


Hygienerichtlinie	
Reinigungs- und Desinfektionsplan	Aufwachraum KSGR / Tagesklinik FON / WST

GEGENSTAND	MITTEL / ART	WANN	WIE / SPEZIELLES
Material-Wäscheschrank	Terralin protect 0,5% X-Wipes	Bei Verschmutzung, jedoch mind. ½ jährlich	Alle 6 Monate gründlich desinfizierend reinigen, mit Datum versehen
Medikamentenkühlschrank	Terralin protect 0,5% X-Wipes		Gemäss Vorgabe Apotheke
Medikamentenschrank	Terralin protect 0,5% X-Wipes		Gemäss Vorgabe Apotheke
Medizintechn. Geräte, Boys, Fluido-Compact (Blutwärmer), Infusionsständer	Terralin protect 0,5% X-Wipes	Nach Gebrauch	Alle 3 Monate gründlich desinfizierend reinigen, inkl. Räder, mit Datum versehen.
Patientenmonitor inkl. Tastatur	Terralin protect 0,5% X-Wipes	Nach Gebrauch	
nur Bildschirm	Cleanisept Wipes	1x täglich	
Perfusor	Terralin protect 0,5% X-Wipes	Nach Gebrauch	
Rollbrett	Terralin protect 0,5% X-Wipes	Nach Gebrauch	
Spritzenwagen	Terralin protect 0,5% X-Wipes	1x täglich	Innen: alle 2 Monate gründlich desinfizierend reinigen, mit Datum versehen
Trennvorhänge		Alle 3 Monate und bei optischer Verschmutzung	Alle 3 Monate in die hausinterne Wäscherei geben, mit Datum versehen
Wärmeschrank	Terralin protect 0,5% X-Wipes	Alle 3 Monate	Alle 3 Monate gründlich desinfizierend reinigen, mit Datum versehen

Bettenplatz

Absaugsystem (Serres):	Terralin protect 0,5% X-Wipes	Nach Gebrauch aussen und innen, bei Nichtgebrauch tgl. nur aussen	Ist der Absaugbeutel beschädigt und der Kanister wurde dabei kontaminiert, muss nach der desinfizierenden Reinigung der Kanister zur Sterilisation in die AEMP
Absaugkanister (Mehrweg)			
Absaugbeutel (Einweg)		Nach Gebrauch	Entsorgung (siehe Entsorgungskonzept)
Verbindungsschlauch (Einweg) zw. Sugiglas u. Absaugkatheter (Patient)		Nach Gebrauch und bei optischer Verschmutzung	Nach Gebrauch: die Öffnung des Verbindungsschlauchendes zu Absaugkatheter nach oben fixieren
Verbindungsschlauch (Silikon, Mehrweg) zw. Vakuumeinrichtung u. Absaugsystem		Bei optischer Verschmutzung	
Mobiliar - Lehnstuhl - mob. Pat.-Tisch - Stuhl	Terralin protect 0,5% X-Wipes	Nach Gebrauch	Alle 3 Monate gründlich desinfizierend reinigen, inkl. Räder, mit Datum versehen.

Speziell im FON / WST

Kombination Lebensmittelvorräte / Lebensmittelkühlschrank	Terralin protect 0,5% X-Wipes	Ablagefläche täglich	Alle 3 Monate gründlich desinfizierend reinigen und abtauen, mit Datum versehen
Mobile Spinte	Terralin protect 0,5% X-Wipes	Nach Gebrauch	Alle 6 Monate gründlich desinfizierend reinigen, inkl. Räder, mit Datum versehen

Allgemeiner R&D Plan siehe [Pat. Pflegematerial, Techn. Geräte, Mobiliar](#)

Wichtige Hinweise:

- Beim Umgang mit Desinfektionsmitteln immer Handschuhen verwenden.
- Terralin protect 0,5 % wird in Kombination mit den Vlies-Wipes Safety Pack (IVF Hartmann AG) verwendet - siehe separate Anleitung

Erstellt von: Anästhesie/AWR und Spitalhygiene	Erstelldatum: 01.03.2003	Titel: R&D Plan Aufwachsraum KSGR (inkl. Tagesklinik FON/WST)	Freigabe durch: Hygienekommission	Freigabe am: 18.09.2020	Gültig ab: 18.09.2020	HR
Gültigkeitsbereich: AWR KSGR/Tagesklinik FON/WST	Version: 4.1	Ablageort: Hygienerichtlinien	Revision durch: A. Schlegel, S. Riess	Revision am: 13.07.2023	Seite(n): 1/1	