


Hygienerichtlinie	
Reinigungs- und Desinfektionsplan	Pneumologie / Schlafmedizin

Pneumologie:

Gegenstand	Mittel /Art	Wann	Spezielles
Bodyplethysmograph Bodystik, Geratherm Fluss-Sensor-Einheit Shuttleventil, Halterung, Schläuche, Stuhl, Boden, Türgriff Flusssensor Kabine mit der Fluss-Sensor-Einheit und Halterung, Türrahmen und Türgriff	Cleanisept Wipes 7,5% Terralin® protect 0,5% Gigasept FF 6 % / 60 Min. ProMop®-DES –AF-K 0.5%	Nach jedem Patient Nach jedem Patient 1x / Woche Täglich nach Programmende	Nach Desinfektion mit Bi-Destilliertem Wasser vorsichtig abspülen
Spiroergometrie Halterung Flusssensor mit Kabel EKG-Kabel Maske und Zwischenstücke Maskenhalterung Halterungsgurt EKG BD-Manschette Oxymeter und Kabel des Oxymeter	Cleanisept Wipes 7,5% Cleanisept Wipes 7,5% Gigasept FF 6 % / 60 Min Gigasept AF forte 0,75% / 30 Min. Terralin® protect 0,5% Terralin® protect 0,5% Cleanisept Wipes 7,5%	Nach jedem Patient	Nicht zu feucht abwischen.
FeNo-Messgerät und Handteil	Cleanisept Wipes	Nach jedem Patient	
Pulsoxymeter Armband	Cleanisept Wipes Gigasept AF forte 0,75 % / 30 Min.	Nach jedem Patient	
Spirometrie Easy One Sensor	Cleanisept Wipes	Nach jedem Patient	
Stühle, Fahrrad, Ablageflächen	Terralin® protect 0,5% ProMop®-DES –AF-K 0.5%	Nach jedem Patient Täglich nach Programmende	
SNIP-Messgerät	Cleanisept Wipes 7,5%	Nach jedem Patient	

* Bei bekannten Patienten mit Cystischer Fibrose, multiresistenten Erregern (MRSA, ESBL etc.) oder Tuberkulose muss bei den Bodyplethysmographen der Sensor immer nach der Untersuchung ausgewechselt werden.

Erstellt von: C. Weber, M. Maag	Erstelldatum: 21.02.2003	Titel: R&D Plan Pneumologie/ Schlafmedizin	Freigabe durch: Hygienekommission	Freigabe am: 29.11.2019	Gültig ab: 29.11.2019	HR
Gültigkeitsbereich: KSGR	Version: 5.0	Ablageort: Hygienerichtlinien	Revision durch: B. Wyrsch, S. Riess	Revision am: 20.11.2019	Seite(n): 1/2	

Schlafmedizin:

Gegenstand	Mittel /Art	Wann	Spezielles
Aktigraphie Aktometer Armband	Cleanisept Wipes 7,5%	Nach jedem Patient	
Oxymetrie Fingersonde Gehäuse	Cleanisept Wipes 7,5%	Nach jedem Patient	
Polygraphie / CPAP EKG- und Beinkabel Wrist Band	Cleanisept Wipes 7,5% Gigasept AF forte 0,75% / 30 Min.	Nach jedem Patient	
Polysomnographie Sättigungssensor, EKG- Kinn- Beinkabel und Thorax- Abdomenkabel Headbox, Lagegeber Kabel Goldnapfelektrode	Cleanisept Wipes 7,5% Cleanisept Wipes 7,5% Gigasept AF forte 0,75% / 30 Min.	Nach jedem Patient	Mit Zahnbürste reinigen, danach mit Wasser auswaschen und trocknen lassen. Zahnbürste in Gigasept AF forte 0,75% / 30 Min.
Sleep Position Trainer (Night Balance) Sleep Position Trainer Gerät Thoraxgurt	Cleanisept Wipes 7,5% Gigasept AF forte 0,75% / 30 Min.	Nach jedem Patient	
Klettverschlüsse jeglicher Art	Gigasept AF forte 0,75% / 30 Min.	Nach jedem Patient	
Kleberreste an Kabeln jeglicher Art		Nach jedem Patient	Vor Desinfektion mit Sterillium entfernen

Im Umgang mit Desinfektionsmitteln immer mit Handschuhen arbeiten.

Allgemeiner R&D Plan siehe [Pat. Pflegematerial, Techn. Geräte, Mobiliar](#)

Erstellt von: C. Weber, M. Maag	Erstelldatum: 21.02.2003	Titel: R&D Plan Pneumologie/ Schlafmedizin	Freigabe durch: Hygienekommission	Freigabe am: 29.11.2019	Gültig ab: 29.11.2019	HR
Gültigkeitsbereich: KSGR	Version: 5.0	Ablageort: Hygienerichtlinien	Revision durch: B. Wyrsch, S. Riess	Revision am: 20.11.2019	Seite(n): 2/2	