

## Hygienerichtlinie

### CPAP/BiPAP Geräte und Zubehör Aufbereitung

Diese Richtlinie regelt die Handhabung patienteneigener und ambulanter CPAP/BiPAP Geräte (Pneumologie) auf den Bettenstationen KSGR.

Hat ein Patient bereits ein Gerät, soll er wenn immer möglich sein eigenes Therapiegerät inklusive Zubehör ins Spital mitnehmen. Hat der Patient sein Gerät nicht dabei, kann über die Pneumologie (Tagprogramm) eines abgegeben werden.

Bei COVID-19 Patienten wird die Benützung in Absprache mit der Pneumologie eingesetzt.

Die Reinigung von patienteneigenem Gerät und Zubehör ist im Spital in der Verantwortung der Stationspflege, kann aber dem Patienten überlassen werden, sofern dies korrekt gehandhabt und die spitalinternen Regeln (unten) eingehalten werden.

Sichtbare Defekte wie z.B. grosse Risse im Schlauch oder Maske oder abgefallene Tragbänder können über die Pneumologie (Tagprogramm) gemeldet werden.

#### Reinigung CPAP/BiPAP-Gerät:

- **Gerätegehäuse:** Gerät vom Stromnetz trennen, bevor mit der Reinigung begonnen wird. Bei optischer Verschmutzung die Aussenseite mit feuchtem Tuch abwischen.
- **Maske/HFT-Nasenkanülen:** Täglich mit lauwarmem Wasser und Seife/Spülmittel waschen. An der Luft trocknen lassen. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Wöchentlich Maskenkörper auseinandernehmen und gründlich mit lauwarmem Wasser und Seife/Spülmittel reinigen.
- **Kopfband:** Bei sichtbarer Verschmutzung oder mindestens 1 pro Woche von Hand waschen. An der Luft trocknen lassen.
- **Atemschlauch:** Wöchentlich mit lauwarmem Wasser und Seife/Spülmittel durchspülen. Zum Trocknen aufhängen. Visuelle Verschmutzungen analog Geräte. Bei Dauergebrauch > 18h wöchentlicher Schlauchwechsel.
- **Befeuchter:** Verwendung von Aqua dest.  
Täglich das Wasser auswechseln und den Behälter an der Luft trocknen lassen. Vor Einsatz jeweils mit Aqua dest befüllen. Visuelle Verschmutzungen analog Gerätegehäuse.
- **Filter:** Beurteilung nach 1 Woche über Pneumologie (Tagprogramm, anmelden).

Für gerätespezifische Fragen müssen selbstverständlich die Herstellerangaben beachtet werden, respektive die Pneumologie angefragt werden.

Erstellt von: P. Schihin, Pneumologie	Erstelldatum: 07.10.2020	Titel CPAP/BiPAP Therapie- Geräte und Zubehör	Freigabe durch: Hygienekommission	Freigabe am: 22.12.2020	Gültig ab: 22.12.2020	<b>HR</b>
Gültigkeitsbereich: KSGR	Version: 1.0	Ablageort: Hygienerichtlinien	Revision durch:	Revision am:	Seite(n): 1/1	