

1. Reinigung und Desinfektion

Flasche

mit GIGASEPT AF Forte 0.75 % füllen



Zapfen und Teflonstäbe

in GIGASEPT AF Forte 0.75 % einlegen und mit GIGASEPT AF Forte 0.75 % mittels Spritze füllen



2. Spülung und Trocknung

Alle Teile inkl. Flasche

Nach der Einwirkungszeit (30 Min.) mit Wasser gründlich abspülen



Abschliessend

alle Teile trocknen
und in einem
Plastiksack in die
Apotheke geben



Erstellt von: Spitalhygiene	Erstelldatum: 02.12.2010	Titel: R&D Plan Bülaufaschen	Freigabe durch: Hygienekommission	Freigabe am: 29.11.2019	Gültig ab: 29.11.2019	HR
Gültigkeitsbereich: KSGR	Version:2.0	Ablageort: Hygienerichtlinien	Revision durch: S. Riess	Revision am: 12.11.2019	Seite(n): 1/1	