


Hygienerichtlinie	
Reinigungs- und Desinfektionsplan	OPS KSH Arbeitsraum

Arbeitsraum „unreine Seite“

Gegenstand	Mittel /Art	Wann	Spezielles
Ablage-für leere Container	Terralin protect 0,5 %	1x täglich	
Container mit Deckel	Ethanol 70 %	Nach Gebrauch	Filterkontrolle
	RDG	Bei Kontamination	
RDG: Filterreinigung	Unter fliessendem Wasser	1 x täglich	
Aussenwand (Chromstahl)	Ethanol 70 %	1 x täglich	
Schubladen und Schränke	Terralin protect 0,5 %	Bei sichtbarer Verschmutzung, 4 x jährlich gründlich	Keine Tücher als Unterlage
Reinigungsbürsten	RDG	1 x täglich	
Steamer für Hohlinstrumente	Terralin protect 0,5 %	1 x täglich	Täglich mit AquaDest auffüllen Entkalken bei Bedarf (Anzeige)

Arbeitsraum „reine Seite“

Versiegelungsgerät	Terralin protect 0,5 %	1 x täglich	
Halterung für Peel-Klarsichtbeutel	Terralin protect 0,5 %	1 x wöchentlich	
Box für Altmetall	Terralin protect 0,5 %	nach Leerung	Nur dekontaminiertes Metall entsorgen
Boys	Terralin protect 0,5 %	1 x täglich	
Richtwagen gross	Terralin protect 0,5 %	1 x täglich	
Autoklaven: Innen	Resinox, anschliessend mit VE-Wasser nachspülen	1x wöchentlich	2-3 Tropfen Resinox in ½ Liter Wasser
Aussen	Alkohol 70 % Bichsel	1x täglich	
Beschickungswagen	Resinox, anschliessend mit VE-Wasser nachspülen	1x wöchentlich	2-3 Tropfen Resinox in ½ Liter Wasser
Schränke 1-4 und Reserveschrank	Terralin protect 0,5 %	1 x jährlich	
Schubladen	Terralin protect 0,5 %	1 x jährlich	
Schraubenwagen grün	Terralin protect 0,5 %	1 x jährlich	
Osteosynthesewagen weiss	Terralin protect 0,5 %	1 x jährlich	

Sterilgutraum 1			
Gitter-Regale	Terralin protect 0,5 %	1 x jährlich	
Sterilgutraum 2 B01 10			
offene Regale	Terralin protect 0,5 %	1 x jährlich	
Schränke	Terralin protect 0,5 %	1 x jährlich	

Wichtige Hinweise:

- Beim Umgang mit Desinfektionsmitteln immer mit Handschuhen arbeiten.
- Desinfektionswanne: Gigasept AF forte 2 % (chemische Desinfektion) Einwirkzeit 15 Min: Die Lösung kann während 7 Tagen in den Behältern gebraucht werden. Verfalldatum auf dem Behälter vermerken. Bei optischer Verschmutzung wird die Lösung früher gewechselt. Die Behälter müssen vor dem Wiederauffüllen gereinigt werden. Alle eingelegten Gegenstände müssen anschliessend **gut mit Wasser gespült** und getrocknet werden.
- Die thermische Desinfektion und die chemische Desinfektion sind gleichwertig. Eingelegte Gegenstände müssen **nicht nochmals** thermisch desinfiziert werden.
- Terralin protect 0,5 % wird in Kombination mit den Vlies-Wipes Safety Pack (IVF Hartmann AG) verwendet - siehe separate OPS – Anleitung

Erstellt von: Hygienegruppe OPS, Spitalhygiene	Erstelldatum: 30.06.2009	Titel: R & D Plan OPS KSH Arbeitsraum	Freigabe durch: Hygienekonferenz	Freigabe am: 31.08.2018	Gültig ab: 31.08.2018	HR
Gültigkeitsbereich: KSGR KSH	Version: 5.0	Ablageort: Hygienerichtlinien	Revision durch: S. Slipac, U. Gadola	Revision am: 30.07.2018	Seite(n): 1/1	