


<b>Hygienerichtlinie</b>	
<b>Reinigungs- und Desinfektionsplan</b>	<b>Senologiezentrum</b>

Gegenstand	Mittel / Art	Wann	Spezielles
<b>Instrumente</b>	Gigasept® AF forte 0.75% einlegen	Nach Gebrauch	Siehe Arbeitsanweisung AEMP
<b>Ultraschallkopf Bedienerfläche (Touch Screen)</b>	Cleanisept® Wipes 7.5%	Nach jeder Patientin	<b>Bei der Desinfektion der Bedienerfläche (Touch Screen) sollte die Grundeinstellung eingestellt sein</b>
<b>Ultraschallgerät</b>	Terralin® protect 0.5% oder ProMop®-DES-AF-K 0.5%	Am Ende des Tages	
<b>Monitor</b>	Cleanisept® Wipes 7.5%	Bei Bedarf, am Ende des Tages	
<b>Cleanisept Dose</b>	Cleanisept® Wipes 7.5% aussen und innen	Vor dem Auffüllen	
<b>Lorad-SBB Tisch</b>	Terralin® protect 0.5% oder ProMop®-DES-AF-K 0.5%	Nach jeder Patientin	
<b>Mammographie-Gerät</b>	Cleanisept® Wipes 7.5% oder ProMop®-DES-AF-K 0.5%		Bei Desinfektionsstreifen kann das Gerät anschliessend mit Aqua dest. abgerieben werden
<b>Magnum Biopsiegerät (Fa. Bard)</b>	Terralin® protect 0.5% oder ProMop®-DES-AF-K 0.5%		Gerät öffnen und eine Gaze einlegen und zur weiteren Aufbereitung in die Sterilisation geben

Im Umgang mit Desinfektionsmitteln immer mit Handschuhen arbeiten.

Weitere Hinweise sind abgelegt unter:

- Allgemeiner R&D Plan: [Pat. Pflegematerial, Techn. Geräte, Mobiliar](#),
- [Flächenreinigung/-desinfektion](#)

Erstellt von: U. Gadola, I. Wendrich Lodder	Erstelldatum: 22.03.2011	Titel: R & D Plan Senologiezentrum	Freigabe durch: Hygienekommission	Freigabe am: 22.12.2020	Gültig ab: 22.12.2020	<b>HR</b>
Gültigkeitsbereich: KSGR	Version: 3.0	Ablageort: Hygienerichtlinien	Revision durch: C. Moser, U. Gadola	Revision am: 24.11.2020	Seite(n): 1/1	