


Hygienerichtlinie	
Reinigungs- und Desinfektionsplan	EEG

PFLEGE MATERIALIEN:

Gegenstand	Mittel /Art	Wann	Spezielles
EEG-Wagen	ProMop®-DES –AF-K 0.5%	Nach Gebrauch	
Boy schwarz	ProMop®-DES –AF-K 0.5%	1x täglich	
EEG-Elektroden	Gigasept AF forte 0,75%	Nach Gebrauch	Siehe separate Anleitung
Patientenliege	ProMop®-DES –AF-K 0.5%	Nach Gebrauch	Am Ende des Tages zusätzlich den unteren Bereich reinigen und den Nackenrollenbezug wechseln.
Schrank innen und aussen	Schrank ausräumen ProMop®-DES –AF-K 0.5%	Bei Verschmutzung, Grundreinigung ½ jährlich	Mit Datum versehen
Spielzeugschrank innen und aussen	Schrank ausräumen Terralin protect 0.5 %	Bei Verschmutzung, Grundreinigung 1/4 jährlich	Mit Datum versehen
Spitaleigene Spielsachen in amb. und stat. Bereichen			Bitte separate Hygienerichtlinie beachten
PC-Tastatur, -Maus	ProMop®-DES –AF-K 0.5%	1x täglich	PC ist heruntergefahren oder PC ist gesperrt (Tastenkombination CTRL, ALT und DELETE gleichzeitig drücken)
Philips-PC-Bildschirm	Cleanisept Wipes 7.5 % Einwirkzeit 1 Min.	Bei Bedarf	Keine Mikrofasertücher verwenden! Kratzgefahr!
Cordless Telefon	Cleanisept Wipes 7.5 % Einwirkzeit 1 Min.	1x tägl.	Telefon ausgeschaltet Keine Mikrofasertücher verwenden, Kratzgefahr!

Im Umgang mit Desinfektionsmitteln immer mit Handschuhen arbeiten.

Weitere Hinweise sind abgelegt unter:

- Allgemeiner R&D Plan: [Pat. Pflegematerial, Techn. Geräte, Mobiliar,](#)
- [Flächenreinigung/-desinfektion](#)

Erstellt von: Spitalhygiene	Erstelldatum: 10.05.2013	Titel: R & D Plan EEG	Freigabe durch: Hygienekommission	Freigabe am: 16.04.2021	Gültig ab: 16.04.2021	HR
Gültigkeitsbereich: KSGR	Version: 2.0	Ablageort: Hygienerichtlinien	Revision durch: C. Weber	Revision am: 11.02.2021	Seite(n): 1/2	

Hygienerichtlinie

Aufbereitung EEG Elektroden (Grass Gold Elektrode)

Bei der Aufbereitung der EEG Elektroden sind unsterile Handschuhe zu tragen.

Vorreinigung der Elektroden

- Nach Gebrauch vorsichtig mit einem weichen Einwegtuch reinigen
- Die Crème unter fließendem Wasser abspülen oder kurz in ein Wasserbad einlegen
- Leicht abtrocknen

Desinfektion

- In die Desinfektionslösung einlegen (Gigasept AF forte 0.75 %, 30 Minuten)
- Nach der Einwirkzeit herausnehmen und gründlich mit kalten bis lauwarmen Wasser abspülen (kein heisses Wasser!)
- Die Elektroden trocknen, sauber und staubgeschützt aufbewahren

Beschriftung der Desinfektionswanne

- Name des Desinfektionsmittels, Konzentration, Einwirkzeit, Wechseldatum

Wechsel der Desinfektionslösung

- Standzeit der Desinfektionslösung 7 Tage
- Bei sichtbarer Verschmutzung ist die Desinfektionslösung früher zu wechseln
- Desinfektionswanne leeren, reinigen, mit Wasser spülen und trocknen
- Für die Reinigung und das Trocknen immer ein frisches Tuch verwenden
- Die Desinfektionswanne mit Gigasept AF forte 0.75 % desinfizieren

Erstellt von: Spitalhygiene	Erstelldatum: 10.05.2013	Titel: R & D Plan EEG	Freigabe durch: Hygienekommission	Freigabe am: 16.04.2021	Gültig ab: 16.04.2021	HR
Gültigkeitsbereich: KSGR	Version: 2.0	Ablageort: Hygienerichtlinien	Revision durch: C. Weber	Revision am: 11.02.2021	Seite(n): 2/2	