

HYGIENERICHTLINIE

Reinigungs- und Desinfektionsplan

Physiotherapie Standort Fontana / Urodynamik

Gegenstand	Ablauf Reinigung/Desinfektion	Spezielles
Intra-Vaginalsonde (Periform), Intra-Analsonde (Anuform) Fa. Neen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unmittelbar nach Gebrauch mit CLEANISEPT WIPES 7.5 % abwischen= mechanische Reinigung 2. In handlauwarmen Seifenwasser gründlich reinigen 3. Unter fliessendem Wasser abspülen 4. Mit Einmal-Papiertuch 2x trocknen 5. Mit Ethanol 70 % getränktem Einmal-Papiertuch gründlich desinfizieren oder in Ethanol 70 % eintauchen 6. Sonde auf Einmal-Papiertuch zum Trocknen legen 7. Nach Trocknung in verschliessbarer Verpackung angeschrieben mit Patienten Name aufbewahren 	<p>Nur Patientenbezogen einsetzen</p> <p>Plastikschürze für Reinigung/Desinfektion anziehen</p> <p>Handwaschbecken und Umgebung nach jeder Sondenreinigung mit Terralin protect 0.5 % desinfizierend reinigen</p>
Anal-Ballon-drucksonden für Biofeedback (AEROLYS Ana und Rectomax)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unmittelbar nach Gebrauch mit CLEANISEPT WIPES 7.5 % abwischen = mechanische Reinigung 2. Unter fliessendem Wasser abspülen 3. Mit Einmal-Papiertuch 2x trocknen 4. Mit Ethanol 70 % getränktem Einmal-Papiertuch gründlich desinfizieren oder in Ethanol 70 % eintauchen 5. Sonde auf Einmal-Papiertuch zum Trocknen legen 6. Nach Trocknung in verschliessbarer Verpackung angeschrieben mit Patienten Name und Strichlistenkennzeichnung aufbewahren 	<p>Nur Patientenbezogen einsetzen</p> <p>Plastikschürze für Reinigung/Desinfektion anziehen</p> <p>Einsatz der Sonde mit 1 Ballon max. 40x für AEROLYS AnalTM Fa. Prince Medical (Parsenn-Produkte)</p> <p>Einsatz der Sonde mit 2 Ballon max. 20x für Sonde Rectomax Fa. Prince Medical (Parsenn-Produkte)</p> <p>Handwaschbecken und Umgebung nach jeder Sondenreinigung mit Terralin protect 0.5 % desinfizierend reinigen</p>
Sonde Anorectal reflex Ballon (Fa. Pelvision: Parsenn-Produkte)	Einmal-Gebrauch	

Im Umgang mit Desinfektionsmitteln immer mit Handschuhen arbeiten.

Allgemeiner R&D Plan siehe [Pat. Pflegematerial, Techn. Geräte, Mobiliar](#)

Erstellt von: Spitalhygiene, V. Exelmans	Erstelldatum: 22.03.2011	Titel: R & D Plan Physiotherapie Standort FON	Freigabe durch: Hygienekommission	Freigabe am: 15.06.2023	Gültig ab: 15.06.2023
Gültigkeitsbereich: KSGR	Version: 2.0	Ablageort: Hygienerichtlinien	Revidiert durch: V. Exelmans, U. Gadola	Revision am: 04.04.2023	Seite 1/1