


<b>Hygienerichtlinie</b>	 <b>Kantonsspital Graubünden</b>
<b>Reinigungs- und Desinfektionsplan</b>	<b>Gastroenterologie (inkl. Bronchoskopie)</b>

# **ENDOSKOPE UND ZUBEHÖR:**

Die Endoskopaufbereitung richtet sich nach den Empfehlungen der [Schweizerische Richtlinie ESGE zur Aufbereitung von flexiblen Endoskopen\\_Version 1.0\\_10.07.2020](#)

WAS	MITTEL/VORGANG	WANN	SPEZIELLES
Endoskope: Koloskop Gastroskop Bronchoskop Duodenoskop Endosono	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vorreinigung im Untersuchungsraum:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grobreinigung aussen mit Einmaltuch und Sekusept aktiv</li> <li>- Reinigungsventil einsetzen, Wasser- und Luftkanal mit Sekusept aktiv durchspülen</li> </ul> </li> <li>• <b>Reinigung im Aufbereitungsraum:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle Kanäle mit Reinigungsbürste in <b>Sekusept aktiv, unter Flüssigkeitsniveau</b> durchbürsten.</li> </ul> </li> <li>• <b>Maschinelle Reinigung und Desinfektion</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in der RDG-E</li> <li>- Trocknung aller Kanäle mit Druckluft</li> </ul> </li> </ul> <p><u>Die detaillierten Aufbereitungsschritte sind der Richtlinie und dem Instrumentemanual zu entnehmen</u></p>	Sofort nach Gebrauch	<p>Vor Entnahme des gereinigten Instrumentes aus dem EDT-Gerät, zuerst Türe öffnen, danach eine Händedesinfektion durchführen.</p> <p>Lagerung der Instrumente: hängend und staubfrei in einem nicht hermetisch geschlossenen Schrank. Ventile nicht anbringen. → EDC plus Trockenschrank</p> <p>Instrumente, welche länger nicht in Gebrauch sind, im EDT-Gerät erneut aufbereiten. → 2 Wochen Lagerungszeit, wird im Lagerungsschrank abgebildet</p>
Endoskop-Ventile: Absaugventile Luft / Wasserventile	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desinfizierende Vorreinigung (Bürstenreinigung)</li> <li>- Miele RDG mit <b>Mediclean forte</b></li> <li>- Druckluft Trocknung</li> </ul>	Nach Gebrauch	
Biopsiezangen: Broncho Kinder Fremdkörperzange	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desinfizierende Vorreinigung</li> <li>- Miele RDG mit <b>Mediclean forte</b></li> <li>- Druckluft-Trocknung, aufhängen</li> </ul>	Nach Gebrauch	<p><b>Sehr gut trocknen!</b></p> <p>In Klarsichtbeutel in die Zentralsterilisation geben</p>
Optik-Spülflasche und Verbindungsschlauch	Miele RDG mit <b>Mediclean forte</b> und trocknen	Täglich, bei Programmende	In Klarsichtbeutel in die Zentralsterilisation geben
CO <sub>2</sub> -Anschluss	Miele RDG mit <b>Mediclean forte</b> und trocknen	Täglich, bei Programmende	<b>Keine Sterilisation</b>
Ansatzschlauch für Wasserspritze	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desinfizierende Vorreinigung</li> <li>- Miele RDG mit <b>Mediclean forte</b></li> <li>- Druckluft-Trocknung</li> </ul>	Nach Gebrauch	<p>In Klarsichtbeutel in die Zentralsterilisation geben</p> <p>Wasserspritze entsorgen (EW)</p>
Aquajet OFP-2: Schlauch MAJ-855 (MW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desinfizierende Vorreinigung</li> <li>- Miele RDG mit <b>Mediclean forte</b></li> </ul>	<b>Schlauch MAJ-855:</b> nach jedem Patienten	In Klarsichtbeutel in die Zentralsterilisation geben
Wasserkarister (MW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Druckluft-Trocknung</li> </ul>	<b>Wasserkarister:</b> Täglich, bei Programmende	
Schlauch MAJ-1608 (EW)		Nach Gebrauch täglich entsorgen	
Griffe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Griff lösen</li> <li>- Desinfizierende Vorreinigung</li> <li>- Miele RDG mit <b>Mediclean forte</b></li> <li>- Druckluft-Trocknung</li> </ul>	Nach Gebrauch	
Polypektomie-Schlingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desinfizierende Vorreinigung, durchspülen</li> <li>- Miele RDG mit <b>Mediclean forte</b></li> <li>- Druckluft-Trocknung</li> </ul>	Nach Gebrauch	In Klarsichtbeutel in die Zentralsterilisation geben
Dilatationsstäbe Savary	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desinfizierende Vorreinigung, Kanal durchspülen</li> <li>- Miele RDG mit <b>Mediclean forte</b></li> <li>- Gründlich mit Wasser abspülen</li> <li>- Druckluft-Trocknung</li> </ul>	Nach Gebrauch	
Führungsdrähte für Dilatationsstäbe Savary (Bougi-Pilot)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desinfizierende Vorreinigung</li> <li>- Miele RDG mit <b>Mediclean forte</b></li> <li>- Druckluft-Trocknung</li> </ul>	Nach Gebrauch	In Klarsichtbeutel in die Zentralsterilisation geben
Hirschsprung-Biopsiezange	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desinfizierende Vorreinigung</li> <li>- Miele RDG mit <b>Mediclean forte</b></li> <li>- Druckluft-Trocknung</li> </ul>	Nach Gebrauch	In Klarsichtbeutel in die Zentralsterilisation geben

Erstellt von: Spitalhygiene und Gastroenterologie	Erstelldatum: 25.02.2009	Titel: R&D Plan Gastroenterologie (inkl. Bronchoskopie)	Freigabe durch: Hygienekonferenz	Freigabe am: 16.11.2021	Gültig ab: 16.11.2021	<b>HR</b>
Gültigkeitsbereich: KSGR	Version: 8.1	Ablageort: Hygienerichtlinien	Revision durch: M. Müller, C. Weber	Revision am: 16.11.2021	Seite(n): 1/2	

<b>Proktoskope Rektoskope</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auseinander nehmen</li> <li>- Desinfizierende Vorreinigung, mit Flaschenbürste durchbürsten</li> <li>- Miele RDG mit <b>Mediclean forte</b></li> <li>- Druckluft-Trocknung</li> </ul>	Nach Gebrauch	
<b>Hämorrhoiden-Saugligator- Instrument</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auseinander nehmen (Kopf und Gummiansatz)</li> <li>- Desinfizierende Vorreinigung, Rohr mit Desinfektionsmittel spülen und flexibler Reinigungsbürste putzen. Saugkopf mit Bürste reinigen</li> <li>- Miele RDG mit <b>Mediclean forte</b></li> <li>- Druckluft-Trocknung</li> </ul>	Nach Gebrauch	Zusammenstecken, in Klarsichtbeutel in die Zentralsterilisation geben
<b>Tupferzangen für Proctoskop</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auseinander nehmen</li> <li>- Desinfizierende Vorreinigung, Kanal spülen und mit flexibler Reinigungsbürste putzen</li> <li>- Miele RDG mit <b>Mediclean forte</b></li> <li>- Druckluft-Trocknung</li> </ul>	Nach Gebrauch	Zusammenstecken mit Tupfer, in Klarsichtbeutel in die Zentralsterilisation geben
<b>Infrarotkappe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kappe auseinander nehmen</li> <li>- Desinfizierende Vorreinigung</li> <li>- Miele RDG mit <b>Mediclean forte</b></li> <li>- Druckluft-Trocknung</li> </ul>	Nach Gebrauch	In Klarsichtbeutel in die Zentralsterilisation geben
<b>Gefäß für Sekretörhrl Zahnprothesengefäß Objektträgerschachtel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desinfizierende Vorreinigung</li> <li>- Miele RDG mit <b>Mediclean forte</b></li> <li>- Trocknen</li> </ul>	Nach Gebrauch	

#### PFLEGEMATERIALIEN / TECHN.GERÄTE / MOBILIAR:

WAS	MITTEL/VORGANG	WANN	SPEZIELLES
<b>Spritzschutz des Vorreinigungsbecken</b>	Mit ProMop®-DES –AF-K 0.5% desinfizieren	täglich	<b>Durch MA Gastroenterologie</b>
<b>Med. Techn. Geräte BD-Apparat Verbandswagen, Boy Sackständer Infusionsständer Arbeitsflächen</b>	Mit ProMop®-DES –AF-K 0.5% desinfizieren	Nach Gebrauch	<b>Verbandswagen vor und nach Gebrauch</b>
<b>Instrumente (Umlauf) Pean, Scheren etc.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Miele RDG mit <b>Mediclean forte</b></li> <li>- Gründlich mit Wasser abspülen</li> <li>- Druckluft Trocknung</li> </ul>	Nach Gebrauch	In die Zentralsterilisation geben
<b>Stauschlauch</b>	Miele RDG mit <b>Mediclean forte</b> gründlich mit Wasser abspülen, hängend trocknen	1 x wöchentlich sowie bei Bedarf	
<b>Untersuchungs- tisch, Liegen</b>	Mit ProMop®-DES –AF-K 0.5% desinfizieren	Nach jedem Patienten	
<b>Nierenschalen Plateau, Beckeli  Topf, Urinflasche Urinbomben mit Deckel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Miele RDG mit <b>Mediclean forte</b></li> <li>- Gründlich mit Wasser abspülen, trocknen</li> </ul> oder <ul style="list-style-type: none"> <li>- im Steckbeckenautomat</li> </ul>	Nach Gebrauch	
<b>Vorhänge Liegeraum</b>	Wäscherei intern KSGR	2 x jährlich und bei sichtbarer Verschmutzung	in die Wäscherei A 03 geben

Im Umgang mit Desinfektionsmitteln immer mit Handschuhen arbeiten.

Allgemeiner R&D Plan siehe [Pat. Pflegematerial, Techn. Geräte, Mobiliar](#)

Erstellt von: Spitalhygiene und Gastroenterologie	Erstelldatum: 25.02.2009	Titel: R&D Plan Gastroenterologie (inkl. Bronchoskopie)	Freigabe durch: Hygienekonferenz	Freigabe am: 16.11.2021	Gültig ab: 16.11.2021	<b>HR</b>
Gültigkeitsbereich: KSGR	Version: 8.1	Ablageort: Hygienerichtlinien	Revision durch: M. Müller, C. Weber	Revision am: 16.11.2021	Seite(n): 2/2	