


| | |
|-----------------------------------|--|
| Hygienerichtlinie |  |
| Reinigungs- und Desinfektionsplan | Gyn. & Geb. F3 und F4 |

| Gegenstand | Mittel /Art | Wann | Spezielles |
|---|--|---------------|--|
| Badethermometer | Terralin® protect 0.5% oder ProMop®-DES-AF-K 0.5% | Nach Gebrauch | Vor Gebrauch mit Wasser ausspülen |
| Brustwarzenschutz Brustwarzenformer Brusthütchen = Still-Hütli (Medela) | Kalt abspülen anschliessend in Wasser mit Geschirrspülmittel reinigen, heiss spülen und mit sauberem Tuch trocknen. In Aufbewahrungsbox aufbewahren. | Nach Gebrauch | Jede Patientin, die ein Stillhilfsmittel verwendet, erhält 1x tgl. ein aufbereitetes Stillhilfsmittel. Es wird patientenbezogen eingesetzt. Die Aufarbeitung erfolgt im RDG. Dazu wird es in der grauen Box in die Zentralsterilisation FON gebracht, wo es dann einzeln verpackt und sterilisiert wird. |
| Silberhut | Kalt abspülen anschliessend in Wasser mit Geschirrspülmittel reinigen, heiss spülen und mit sauberem Tuch trocknen. | Nach Gebrauch | Patientenbezogen benutzen Bei Austritt zur Aufbereitung im Plastiksack in die Zentralsterilisation FON geben |
| Aufbewahrungsbox | Im RDG | 1x pro Tag | |
| Digitalthermometer | Alkohol 70 % oder Terralin® protect 0.5% | Nach Gebrauch | Bei rektaler Messung (Säuglinge, Kinder) Schutzhülle einsetzen. Nach Gebrauch entsorgen (Einwegmaterial). Bei FG/NG Thermometer ohne Schutzhülle verwenden und nur Patientenbezogen einsetzen. (Gefahr von Läsionen am Anus). Bei Austritt des Patienten den Thermometer mitgeben. Keine Weiterverwendung des Thermometers bei anderen Patienten. |
| Kinderbadewanne Tummy Tub | Terralin® protect 0.5% oder ProMop®-DES-AF-K 0.5% | Nach Gebrauch | Vor Gebrauch mit Wasser ausspülen |
| Kinderbettli | ProMop®-DES –AF-K 0.5 % | Nach Austritt | |
| Mietpumpen | Terralin® protect 0.5% oder ProMop®-DES-AF-K 0.5% | Nach Gebrauch | |
| Wärme-Bett Kindereinheit | Terralin® protect 0.5% | Nach Austritt | Keine Mikrofasertücher verwenden! Kratzgefahr! Bei Desinfektionsstreifen kann anschliessend mit Aqua dest. abgerieben und getrocknet werden. |
| WC-Brille | Terralin® protect 0.5% | nach Gebrauch | |
| Wickel/Badeeinheit-Körbli | Terralin® protect 0.5% oder ProMop®-DES-AF-K 0.5% | 1x pro Tag | |
| Wickelkissen | Terralin® protect 0.5% | Nach Gebrauch | |

Im Umgang mit Desinfektionsmitteln immer mit Handschuhen arbeiten.

Weitere Hinweise sind abgelegt unter:

- Allgemeiner R&D Plan: [Pat. Pflegematerial, Techn. Geräte, Mobiliar,](#)
- [Flächenreinigung/-desinfektion](#)

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|----------------------------|--------------------------|----|
| Erstellt von: Spitalhygiene | Erstelldatum: 10.12.2010 | Titel: R & D Plan Gynäkologie & Geburtshilfe / F3 und F4 | Freigabe durch: Hygienekommission | Freigabe am: 16.04.2021 | Gültig ab: 16.04.2021 | HR |
| Gültigkeitsbereich: Frauenklinik FON | Version: 3.0 | Ablageort: Hygienerichtlinien | Revision durch: B. Ryffel, S. Riess | Revision am: 19.03.2021 | Seite(n): 1/1 | |