

## HYGIENERICHTLINIE

### Reinigungs- und Desinfektionsplan



Gegenstand	Mittel / Art	Wann	Spezielles
<b>Blutdruckmanschette</b>	ProMop® DES-AF-K 0.5 %  Bei optischer Verschmutzung Schlauchanschluss mit Verschlussstopfen verschliessen und in Gigasept AF forte 0.75% einlegen. Einwirkzeit 30 Min.	Nach Gebrauch	Siehe Betriebsnorm 3.5.3: "Rucksack - Unterhalt und Kontrolle"
<b>Stethoskop, Ohroliven</b>	ProMop® DES-AF-K 0.5 %	Nach Gebrauch,  4x jährlich alles auseinander nehmen und desinfizierend reinigen, Ohroliven mit Ethanol 70 % reinigen	Siehe Betriebsnorm 3.5.3: "Rucksack - Unterhalt und Kontrolle"
<b>Tympanometer</b>	ProMop® DES-AF-K 0.5 %	Nach Gebrauch	Siehe Betriebsnorm 3.5.0: "Täglicher Sicherheitscheck für Rettungsfahrzeuge"  Siehe Betriebsnorm 3.5.1g: "Reinigung und Unterhalt an den Fahrzeugen"
<b>Monitor, Pulsoxymeter, Spritzenpumpen, Autopuls</b>	ProMop® DES-AF-K 0.5 %	Nach Gebrauch	Siehe Betriebsnorm 3.5.0: "Täglicher Sicherheitscheck für Rettungsfahrzeuge"  Siehe Betriebsnorm 3.5.1g: "Reinigung und Unterhalt an den Fahrzeugen"  Siehe Betriebsnorm 3.5.2: "Medizinalgeräte im Rettungsdienst".

Gigasept AF forte 0.75%: Standzeit der Anwendungslösung 24h

Erstellt von: Spitalhygiene	Erstelldatum: 13.05.2011	Titel: R&D Plan Rettung Chur	Freigabe durch: Hygienekommission	Freigabe am: 02.11.2023	Gültig ab: 02.11.2023
Gültigkeitsbereich: Rettung Chur	Version: 4.0	Ablageort: Hygienerichtlinien und Rettung Chur/Ressort Hygiene/AIDente	Revidiert durch: J. Sutter, G.M.Sommerau, U.Gadola	Revision am: 06.09.2023	Seite 1/4

Gegenstand	Mittel / Art	Wann	Spezielles
Beatmungsgerät Medumat	ProMop® DES-AF-K 0.5 %	Nach Gebrauch	<p>Gebrauchtes Set wird von Ressortverantwortlichen oder Kader wiederaufbereitet.</p> <p>Siehe Betriebsnorm 3.5.0: "Täglicher Sicherheitscheck für Rettungsfahrzeuge"</p> <p>Siehe Betriebsnorm 3.5.1g: "Reinigung und Unterhalt an den Fahrzeugen"</p> <p>Siehe Betriebsnorm 3.5.2: "Medizinalgeräte im Rettungsdienst"</p>
Transport / Schlauchset (Einweg)		<p>Nach Gebrauch</p> <p>Neues Schlauchset aus Schrank montieren u. Funktionskontrolle durchführen. Gebrauchtes Set komplett in frei gewordenen Sack verschliessen u. beim Bränneli in der Retablierung unter „schmutzig“ deponieren. Als Gerätestörung unter Medizinalgeräte im AIDente melden.</p> <p>Bei Verlegungen (längerem Gebrauch) muss nur der Bakterienfilter gewechselt und das Schlauchset mit ProMop® DES-AF-K 0.5 % abgewischt werden.</p>	
Blutzuckermessgerät	ProMop® DES-AF-K 0.5 %	Nach Gebrauch	Siehe Betriebsnorm 3.5.3: "Rucksack - Unterhalt und Kontrolle"
Ambu-Beatmungsbeutel (Einweg)		Nach Gebrauch entsorgen	
Magillzange (Mehrweg)	ProMop® DES-AF-K 0.5 %	Nach Gebrauch	Anschliessend in den blauen Steri-Behälter legen und für den Transport zur AEMP auf dem Regal vor der OPS-Schleuse KRZ bereitstellen.
Führungsdraht (Einweg), Laryngoskop-Spatel (Einweg)		Nach Gebrauch entsorgen	
Video-Laryngoskop (Mehrweg)	ProMop® DES-AF-K 0.5 %	Nach Gebrauch	
Absaugpumpe, Sugibehälter (Mehrweg)	ProMop® DES-AF-K 0.5 %	Nach Gebrauch	Siehe Betriebsnorm 3.5.0: "Täglicher Sicherheitscheck für Rettungsfahrzeuge"
Absaugbeutel (Einweg), Sugischläuche (Einweg)		<p>Nach Gebrauch in gelbe Entsorgungsbox geben.</p> <p>Sugischläuche entsorgen und durch neue zu ersetzen</p>	<p>Siehe Betriebsnorm 3.5.1g: "Reinigung und Unterhalt an den Fahrzeugen"</p> <p>Siehe Betriebsnorm 3.5.2: "Medizinalgeräte im Rettungsdienst"</p> <p>Siehe Entsorgungskonzept KSGR, <a href="#">Sonderabfall Gruppe B1.2</a></p>
Urinflasche, Nachttopf	Steckbeckenautomat 2. Stock / Akutgeriatrie	Nach Gebrauch	

Gegenstand	Mittel / Art	Wann	Spezielles
<b>Vakuum Matratze, Schaufeltrage, KED, Tragetuch, Polster Patiententrage, Vakuumschiene,</b>	ProMop® DES-AF-K 0.5 %	Nach Gebrauch	Siehe Betriebsnorm 3.5.6: "Reinigung / Retablierung und Unterhalt am Bergungsmaterial und den Liegen"
<b>Patiententrage</b>	ProMop® DES-AF-K 0.5 %  Gurten bei starker Verschmutzung in die Wäscherei (intern) bringen (muss mit 60° C gewaschen werden) (Plastiksack beschriften mit Schmutzig / Rettung)	Nach Gebrauch	Siehe Betriebsnorm 3.5.6: "Reinigung / Retablierung und Unterhalt am Bergungsmaterial und den Liegen"
<b>Rutschtuch</b>	Im Plastiksack in die Wäscherei (intern) bringen. (Plastiksack beschriften mit Schmutzig / Rettung)	Nach Gebrauch	Darf <b>nicht</b> mit Mikrofasertuch ProMop® DES-AF-K 0.5 % oder Terralin protect 0.5% abgewischt werden.
<b>Stauschlauch</b>	ProMop® DES-AF-K 0.5 %  Bei optischer Verschmutzung in Steckbeckenautomat 2. Stock / Akutgeriatrie Programm <b>Intensiv</b> oder ersetzen		
<b>Fahrzeug:</b> Wände, Fussboden, Kästen Patientenraum, Führerkabine	ProMop® DES-AF-K 0.5 %	Siehe Betriebsnorm 3.5.1g	Siehe Betriebsnorm 3.5.0: "Täglicher Sicherheitscheck für Rettungsfahrzeuge"  Siehe Betriebsnorm 3.5.1g: "Reinigung und Unterhalt an den Fahrzeugen"
<b>Apotheke, Materialschränke</b>	Tuch mit MayaEasy Soft und Wasser reinigen		Siehe Betriebsnorm 3.5.4a: "Apotheke / Unterhalt und Kontrolle"  Siehe Betriebsnorm 3.5.4b: "Verbrauchsmaterial / Lagerung und Bestellung"
<b>Stützpunktreinigung</b>	Tuch mit MayaEasy Soft und Wasser Mobiliar reinigen  Cleanisept Wipes (für PC) Desinfektion	Samstag oder Sonntag	Siehe Betriebsnorm 3.5.1h: "Wochenämtliplan"
<b>Fahrzeuggarage Retablierungsplatz</b>	Mit Wasser den Platz abspritzen	Min. 2x jährlich,  bei optischer Verschmutzung	

Mitgeltende Hygienerichtlinie:

– [Flächenreinigung/-desinfektion](#)