

Reinigungs- und Desinfektionsplan
**Kinder- und Jugendmedizin
ambulante und stationäre Bereiche**

Gegenstand	Mittel /Art	Wann	Spezielles
Waschbecken Nierenschalen	In Steckbeckenautomat	Nach Gebrauch	
Haarbürsten	Seifenwasser reinigen Gigasept® AF forte 0.75% einlegen, Einwirkungszeit 30 Min.	Bei sichtbarer Verschmutzung Nach Austritt	Bürste während Hospitalisation nur patienten-bezogen benützen. Nach Reinigung/Desinfektion anschliessend gründlich mit Wasser spülen und trocknen lassen
Bauchlagerungskissen, Hörnli, Stillkissen		Bei sichtbarer Verschmutzung, nach Isolation, nach Gebrauch/Austritt	Müssen bereichsspezifisch angeschrieben sein und können danach in die Zentralwäscherei gegeben werden. Alle Kissen haben einen Überzug.
Überzüge			Überzüge müssen mit Abteilung beschriftet sein. Reissverschluss schliessen und danach in die Zentralwäscherei gegeben werden
Ohrthermometer	Ethanol 70% oder Terralin® protect 0.5%	Nach Gebrauch	Immer Plastikhütchen benutzen. Nach Gebrauch entsorgen (Einwegmaterial)
Digitalthermometer			Bei rektaler Messung (Säuglinge, Kinder) Schutzhülle einsetzen. Nach Gebrauch entsorgen (Einwegmaterial). Bei FG/NG Thermometer ohne Schutzhülle verwenden und nur Patientenbezogen einsetzen. (Gefahr von Läsionen am Anus). Bei Austritt des Patienten den Thermometer mitgeben. Keine Weiterverwendung des Thermometers bei anderen Patienten.
Laryngoskop-Spatel Magillzange	In Steckbeckenautomat	Nach Gebrauch	In die AEMP geben Die Instrumente dürfen auch nach dem Ablauf des Sterilisationsdatums eingesetzt werden. Die Sterilisation wird wegen Abtötung der Prionen durchgeführt. Der Einsatz der Instrumente erfolgt nicht unter sterilen Bedingungen.
Schoppenflaschen mit Muttermilch	Terralin® protect 0.5% oder ProMop®-DES –AF-K 0.5%	Vor Lagerung im Kühlschrank/Gefrierschrank	Standardhygiene: vor Benützung des Kühlschranks/Gefrierschranks immer Händedesinfektion durchführen. Muttermilch Reste nur im Ausguss ausleeren.
Wickeltisch	Terralin® protect 0.5%	Nach jedem Gebrauch	
Integrierte Badewanne im Patientenzimmer KiM	Terralin® protect 0.5% oder ProMop®-DES –AF-K 0.5%	Nach Benützung	Kinder mit MRE (multiresistente Erreger) werden in der Kunststoff-Badewanne gebadet. Waschwasser im Ausguss entleeren.
Material im Nachttisch	Terralin® protect 0.5% oder ProMop®-DES –AF-K 0.5%		Nach Austritt: Alles was nicht von aussen desinfiziert werden kann, muss entsorgt werden oder den Eltern nach Hause gegeben werden. Beim Handschuhpack die Vordersten verwerfen und Schachtel aussen desinfizieren.

Nur KIPS → siehe Seite 2

Erstellt von: Spitalhygiene, N. Zimmermann, L. Hahn	Erstelldatum: 12.11.2020	Titel: R & D Plan KiJuMed amb. /stat. Bereiche	Freigabe durch: Hygienekommission	Freigabe am: 17.06.2022	Gültig ab: 17.06.2022	HR
Gültigkeitsbereich: KiJuMed	Version: 3.0	Ablageort: Hygienerichtlinien	Revision durch: F. Furger, F. Bernold, E. Gadiant, U. Gadola	Revision am: 01.06.2022	Seite(n): 1/2	

Nur KIPS:

Gegenstand	Mittel /Art	Wann	Spezielles
Ambubeutel in der Isolette (Patientenbezogen)	Terralin® protect 0.5%	Ganzes System: min. alle 7 Tage oder bei Austritt, Maske: nach jedem Gebrauch	Anschließend für die weitere Aufbereitung in einem Plastiksack in die AEMP geben
Isolette, offene Einheit, Wärmebett	Terralin® protect 0.5% Bei Desinfektionsmittelstreifen kann nach 1 Stunde Einwirkungszeit mit Aqua dest. abgerieben und getrocknet werden.	Nach Austritt / zwischendurch: <u>Isolette:</u> ab 7.Tag durch ein „neues sauberes Bett“ auswechseln. <u>offene Einheit/Wärmebett:</u> ab 14.Tag durch ein „neues sauberes Bett“ auswechseln.	Keine Mikrofasertücher für die „Acrylfenster“ verwenden! Kratzgefahr! Isolette innen: sichtbare Verschmutzung mit Wasser abwaschen Die Reinigungs- und Desinfektionsanleitung der jeweiligen Bettenhersteller mitberücksichtigen.
Isolette: Befeuchterkammer (Tank)		Nach Gebrauch	Wasser ausleeren und trocknen lassen. In die AEMP geben
Transportisolette	Terralin® protect 0.5% oder ProMop®-DES-AF-K 0.5% Bei Desinfektionsmittelstreifen kann nach dem Abtrocknen mit Aqua dest. die Streifen abgerieben werden und getrocknet werden.	Nach jedem Einsatz und jeden 2. Monat alle Teile auseinander nehmen und gründlich reinigen	Sicherheitsgurte werden nach Gebrauch entsorgt (Einweg)
Irisblende	Terralin® protect 0.5% oder ProMop®-DES-AF-K 0.5%	Bei sichtbarer Verschmutzung, mind. jeden 2. Monat	Isoletten-Eingang wird grundsätzlich nicht mehr gebraucht
Hängematte Stoffteil		Bei sichtbarer Verschmutzung, nach Austritt	In durchsichtigen Plastiksack in die interne Wäscherei geben
Hängematte Gestell	Terralin® protect 0.5% oder ProMop®-DES-AF-K 0.5%		
Oktopus	Waschen bei 60°C	min. alle 7 Tage (mit Wechsel der Isolette)	In durchsichtigen Plastiksack in die interne Wäscherei geben
Waschbecken	In Steckbeckenautomat	Nach Gebrauch	Waschwasser in integrierte Badewanne entleeren
Kunststoff-Badewanne und integrierte Badewanne im Patientenzimmer KIPS	Terralin® protect 0.5% oder ProMop®-DES –AF-K 0.5%	Nach Benützung	Alle Kinder dürfen <u>nur</u> in der Kunststoff-Badewanne gebadet werden. Badewasser darf via Ablauf der integrierten Badewanne entleert werden.
Wickeltisch	Terralin® protect 0.5%	Nach jedem Gebrauch	Isolierte Kinder werden immer am Patientenplatz gewickelt
Nachttischablage	Terralin® protect 0.5%		
Tastaturen, Monitore, PC-Maus	Cleanisept Wipes 7.5%	Bei Schichtende	Auch leere Bettenplätze

Beim Umgang mit Desinfektionsmitteln immer mit Handschuhen arbeiten.

Weitere Hinweise sind abgelegt unter:

- Allgemeiner R&D Plan: [Pat. Pflegematerial, Techn. Geräte, Mobiliar,](#)
- [Flächenreinigung/-desinfektion](#)

Erstellt von: Spitalhygiene, N. Zimmermann, L. Hahn	Erstelldatum: 12.11.2020	Titel: R & D Plan KiJuMed amb. /stat. Bereiche	Freigabe durch: Hygienekommission	Freigabe am: 17.06.2022	Gültig ab: 17.06.2022	HR
Gültigkeitsbereich: KiJuMed	Version: 3.0	Ablageort: Hygienerichtlinien	Revision durch: F. Furger, F. Bernold, E. Gadiant, U. Gadola	Revision am: 01.06.2022	Seite(n): 2/2	