


Hygienerichtlinie	
Reinigungs- und Desinfektionsplan	Nephrologie / Dialyse

Gegenstand	Mittel /Art	Wann	Spezielles
------------	-------------	------	------------

TECHN.GERÄTE:

Dialysegeräte aussen (Gehäuse)	Mit ClearSurf Wipes desinfizieren	Nach jedem Patienten	Nach jedem Patienten erfolgt eine chemothermische Gerätedesinfektion (innen)
Med. Techn. Geräte	Mit Terralin protect 0.5 % oder ProMop®-DES –AF-K 0.5% desinfizieren	Nach Gebrauch / Austritt	1x pro Jahr gründlich desinfizierend reinigen, inkl. Räder
PC-Tastatur, -Maus	Mit ProMop®-DES –AF-K 0.5% desinfizieren	1x tägl. (vorzugsweise wenn PC weniger gebraucht werden)	PC ist heruntergefahren oder gesperrt (Tastenkombination CTRL, ALT und DELETE gleichzeitig drücken)
Philips-PC-Bildschirm	Mit Cleanisept Wipes 7.5 % abwischen, Einwirkzeit 1 Min.	Bei Bedarf	Keine Mikrofasertücher verwenden, Kratzgefahr!

PFLEGEMATERIALIEN:

Ambubeutel	Mit Terralin protect 0.5 % abwischen	Nach Gebrauch	In Plastikbeutel zur Aufbereitung in die AEMP geben
Blutdruckmanschette, Stethoskop	Mit ProMop®-DES –AF-K 0.5% desinfizieren	Nach Gebrauch	Stethoskop: 1x pro Monat Ohrhören mit Wattestäbchen und Alkohol 70% Bichsel reinigen
Instrumente (Scheren, Klemmen, Pinzetten etc.)	In Steckbeckenautomat	Nach Gebrauch	Optisch verschmutzte Instrumente in Gigasept AF Forte 0.75 % einlegen. In Transportbehälter zur Aufbereitung in die AEMP geben
Kardexmappe	Mit ProMop®-DES –AF-K 0.5% desinfizieren	1x / Woche und bei Austritt	
Ohrthermometer / Digitalthermometer	Mit ProMop®-DES –AF-K 0.5% desinfizieren	Nach Gebrauch	Plastikhütchen entsorgen (Einwegmaterial)
Stauschlauch (Patienten bezogen)	In Steckbeckenautomat	1x / Woche	Bei optischer Verschmutzung einlegen in Gigasept AF Forte 0.75 %, oder Stoffteil ersetzen
Spritzenplateau	Mit Terralin protect 0.5 % abwischen	Nach Gebrauch	
Vacutainerhüllen (Prontohalter)	Gigasept AF Forte 0.75 % einlegen, Einwirkungszeit 30 Min.	Nach Gebrauch	Nach der Einwirkungszeit mit Wasser spülen, trocknen (Nicht in Steckbeckenautomat geben)
Waschbecken	In Steckbeckenautomat		
Zerstäuberflaschen (für Mundbefeuchtung)	Im Geschirrspüler reinigen	Nach Gebrauch (durch Patient)	Die Zerstäuberflaschen werden den Patienten abgegeben und 1x wöchentlich oder bei Bedarf gewechselt

Erstellt von: C.Weber, Dialyse	Erstelldatum: 18.02.2013.	Titel: R & D Plan Nephrologie / Dialyse	Freigabe durch: Hygienekommission	Freigabe am: 08.05.2020	Gültig ab: 08.05.2020	HR
Gültigkeitsbereich: Nephrologie / Dialyse	Version: 2.0	Ablageort: Hygienerichtlinien	Revision durch: H. Breuss / C. Weber	Revision am: 18.12.2019	Seite(n): 1/2	

MOBILIAR:

Gegenstand	Mittel /Art	Wann	Spezielles
Roll- und Nachtstuhl, Sitzwaage, Stehwaage	Mit Terralin protect 0.5 % oder ProMop®-DES –AF-K 0.5% desinfizieren	Nach Gebrauch	1x pro Monat gründlich, inkl. Räder ½ jährlich, reinigen. Stehwaage 1x pro Woche gründlich. Mit Datum versehen
Untersuchungsliege Untersuchungsstuhl	Mit Terralin protect 0.5 % oder ProMop®-DES –AF-K 0.5% desinfizieren	Nach Gebrauch	Papierauflage nach der Untersuchung wechseln. Am Ende des Tages zusätzlich den unteren Bereich reinigen und, sofern vorhanden, den Kopfkissenanzug wechseln
Bettgestell Aufzugstange Bettstange Kopf- / Fussende	ProMop®-DES –AF-K 0.5% desinfizieren	Nach Gebrauch	1x pro Woche werden die Betten in der Bettenzentrale gründlich aufbereitet
Lebensmittelkühlschrank	Mit Reinigungsmittel reinigen	4x pro Jahr	Dokumentation, Temperaturkontrolle monatlich
Nachttisch Radio, Rufsystem	Mit ProMop®-DES –AF-K 0.5% desinfizieren	Nach Gebrauch	Mikrofaserstuch nach jedem Bettenplatz wechseln
Schränke Stationszimmer, Office Medi-/ Materialschränke Nebenräume	Mit Reinigungsmittel reinigen	Bei Verschmutzung, jedoch mind. ½ jährlich	Mit Datum versehen
Teewagen, Boys	Mit Reinigungsmittel reinigen	Nach Gebrauch	1x pro Monat gründlich, inkl. Räder ½ jährlich, reinigen.
Verbandswagen, Infusionsständer, Boys, Sackständer, usw.	Mit Terralin protect 0.5 % oder ProMop®-DES –AF-K 0.5% desinfizieren	Nach Gebrauch / Austritt	1x pro Jahr gründlich desinfizierend reinigen, inkl. Räder

Im Umgang mit Desinfektionsmitteln immer mit Handschuhen arbeiten.

Weitere Hinweise sind abgelegt unter: - Allgemeiner R&D Plan: [Pat. Pflegematerial, Techn. Geräte, Mobiliar,](#)
- [Flächenreinigung/-desinfektion](#)

Erstellt von: C.Weber, Dialyse	Erstelldatum: 18.02.2013.	Titel: R & D Plan Nephrologie / Dialyse	Freigabe durch: Hygienekommission	Freigabe am: 08.05.2020	Gültig ab: 08.05.2020	HR
Gültigkeitsbereich: Nephrologie / Dialyse	Version: 2.0	Ablageort: Hygienerichtlinien	Revision durch: H. Breuss / C. Weber	Revision am: 18.12.2019	Seite(n): 2/2	