


Hygienerichtlinie	
Reinigungs- und Desinfektionsplan Patientenpflegematerialien, techn. Geräte, Mobiliar, etc.	gilt für alle Abteilungen KSGR inkl. amb. Bereiche

PFLEGE MATERIALIEN:

Gegenstand	Mittel /Art	Wann	Spezielles
Elektr. Rasierapparat Scherkopf	Ethanol 70 %	Nach Gebrauch	Vor der Desinfektion Grobreinigung des Scherkopfes mit Pinsel.
Fussbadbecken	Terralin protect 0.5 % oder ProMop®-DES-AF-K 0.5 %	Nach Gebrauch	Vor Gebrauch mit Wasser abspülen
Haarwaschbecken	Terralin protect 0.5 % oder ProMop®-DES-AF-K 0.5 %	Nach Gebrauch	
Handbadbecken	In Steckbeckenautomat	Nach Gebrauch	In die AEMP geben
Instrumente	In Steckbeckenautomat mit Programm INTENSIV	Nach Gebrauch	In die AEMP geben Ausnahme Fontana F3: siehe RuD Plan Gyn. Untersuchungszimmer F3.
Medische Medibecker	In Spezialkörbli in Geschirrspülmaschine	Nach Gebrauch	Bei flüssigen Medikamenten den Medibecker entsorgen
Medi-Schalenhalter Medi-Tableau	Ethanol 70 %	Nach Gebrauch	
Nagelschere Nagelfeile	In Steckbeckenautomat	Nach Gebrauch	In die AEMP geben Schere und Feile müssen Medizinalprodukte sein, damit sie aufsterilisiert werden!
Stauschlauch	Terralin protect 0.5 %	Nach Gebrauch	Bei optischer Verschmutzung einlegen in Gigasept AF forte 0.75 %, oder in Steckbeckenautomaten geben oder Stoffteil ersetzen
Spritzenplateau	Ethanol 70 % oder bei optischer Verschmutzung Terralin protect 0.5 %	Nach Gebrauch	
Urinflasche, Nachtopf Gefäss für Sammelurin	In Steckbeckenautomat	Nach Gebrauch	
Vacutainerhüllen (Prontohalter)	Gigasept AF forte 0.75 % einlegen, Einwirkungszeit 30 Min.	Nach Gebrauch	Bei Kontamination mit Blut entsorgen Nach der Einwirkungszeit mit Wasser spülen, trocknen (Nicht in Steckbeckenautomat geben)
Waschbecken Nierenschalen Chromstahlschalen	In Steckbeckenautomat	Nach Gebrauch	
Zahnglas Seifenschale Zahnprothesenschale	In Geschirrspülmaschine	Bei Verschmutzung / Austritt	

Erstellt von: Spitalhygiene	Erstelldatum: 15.12.2011	Titel: R & D Plan Pat.pflegematerialien, techn. Geräte, Mobiliar, etc.	Freigabe durch: Hygienekommission	Freigabe am: 16.04.2021	Gültig ab: 16.04.2021	HR
Gültigkeitsbereich: KSGR	Version: 10.1	Ablageort: Hygienerichtlinien	Revision durch: C. Weber	Revision am: 02.03.2021	Seite(n): 1/3	

MOBILIAR:

Gegenstand	Mittel /Art	Wann	Spezielles
Badewanne Dusche	Terralin protect 0.5 % oder ProMop®-DES-AF-K 0.5 %	Nach Gebrauch	Vor Gebrauch mit Wasser abspülen
Bettbogen, Bettgitter Schienen Lagerungsmaterial	Terralin protect 0.5 % oder ProMop®-DES-AF-K 0.5 %	Bei Austritt	
Bettgestell (unten) Aufzugstange Bettstange Kopf- / Fussende	Mit Mikrofasertuch blau abwischen Mit Mikrofasertuch blau abwischen	Bei Langzeitpatienten ab dem 6. Tag: 1x pro Woche Täglich	In Isolationszimmern mit Mikrofasertuch ProMop DES K 0.5 % desinfizierend reinigen
Blumenvasen	In Geschirrspülmaschine	Nach Gebrauch	
Blumenwagen	Mit Mikrofasertuch blau abwischen	Nach der Blumenpflege	2x pro Jahr gründlich reinigen, inkl. Räder. Mit Datum versehen
Cordless Telefon (Station)	Cleanisept Wipes 7.5 %	1x tägl.	Telefon ausgeschaltet Keine Mikrofasertücher verwenden, Kratzgefahr!
Flächenreinigung im Ausguss	Terralin protect 0.5 % oder ProMop®-DES-AF-K 0.5 %	Bei Verschmutzung, jedoch mind. 1x täglich	Keine nassen Tücher aufbewahren. Nasse Tücher abtropfen vor Aufbereitung
Lebensmittelkühlschränke	Mit Mikrofasertuch blau abwischen	1x pro Monat	
Material-Boxen für Transport <u>in die AEMP</u>	ProMop®-DES-AF-K 0.5 %	Nach Gebrauch	Wird durch die Mitarbeiter der AEMP durchgeführt (gilt für alle drei Standorte)
Material-Boxen für Rücktransport von <u>Sterilgut auf die Abteilung</u>	Terralin protect 0.5 % oder ProMop®-DES-AF-K 0.5 %	1x pro Woche	Wird durch die Mitarbeiter der Abteilung durchgeführt (gilt nur für Standort KRZ und FON, am Standort KSH erfolgt dies durch die Mitarbeiter der Logistik)
Nachttisch	Mit Mikrofasertuch blau abwischen	Täglich	MIKROFASERTUCH nach jedem Zimmer wechseln In Isolationszimmern mit Mikrofasertuch ProMop DES K 0.5 % desinfizierend reinigen Am Standort KRZ die Radios (Ohrmodell) immer mit ProMop®-DES-AF-K 0.5 % desinfizieren
Telefon/Fernseher/Radio, Rufsystem	ProMop®-DES-AF-K 0.5 %	Bei Austritt	
Patienteninformationsmappe Tisch und Stühle Lehnstuhl	ProMop®-DES-AF-K 0.5 %	Täglich / bei Austritt	MIKROFASERTUCH nach jedem Zimmer wechseln
Pflegeschränk Patientenzimmer	ProMop®-DES-AF-K 0.5 %	Bei Verschmutzung, jedoch mind. ½ jährlich In Isolationszimmern nach Austritt	Nur das Nötigste für einen Tag im Schrank aufbewahren! Im Isolationszimmer nach Austritt saubere Wäsche in Wäschesack geben und angebrochene Material-Packungen entsorgen.
PFLEGE-/VISITENWAGEN (LEAN-Wagen) <u>PC am Patientenbett</u> PC-Tastatur, -Maus, Bildschirm	Cleanisept Wipes 7.5 % <u>Bildschirm: Keine Mikrofasertücher verwenden! Kratzgefahr!</u>	Arbeitsfläche vor jeder aseptischen Tätigkeit, nach jedem Schichtwechsel und bei optischer Verschmutzung	1x pro Monat gründlich reinigen, inkl. Schubladen und Räder. Mit Datum versehen. Pflege-/Visitenwagen Umgang und Hygienemassnahmen PC STATIONSZIMMER: Reinigung durch Reinigungsfirma
Roll- und Nachttstuhl Sitzwaage	Terralin protect 0.5 % oder ProMop®-DES-AF-K 0.5 %	Nach Gebrauch	1x pro Monat gründlich reinigen, inkl. Räder. Mit Datum versehen.
RoomService Auffüll-Reservematerialwagen, Wäschewagen für Pflegepersonal	Mit Mikrofasertuch blau abwischen	1x pro Monat	
Rutschtuch	Hausinterne Wäscherei (weisser Behälter beim Zentralmagazin) Ausnahme: Ethanol 70 %	Bei Austritt Wenn das Tuch bei einem weiteren Patienten eingesetzt werden muss.	Patientenbezogen einsetzen. Darf nicht mit Terralin protect 0.5 % / Mikrofasertuch ProMop DES K 0.5 % abgewischt werden! Vor dem Einsatz des Tuches muss der Ethanol abgetrocknet sein.
Schränke Stationszimmer, Office Materialschränke Nebenräume	Schränke ausräumen, mit Mikrofasertuch blau abwischen	Bei Verschmutzung, jedoch mind. ½ jährlich	Mit Datum versehen
Teewagen Service- und Menuwahlsystem-Boy	Mit Mikrofasertuch blau abwischen	Nach Gebrauch	1x pro Monat gründlich reinigen, inkl. Räder. Mit Datum versehen
Untersuchungsliege Untersuchungsstuhl	Terralin protect 0.5 % oder ProMop®-DES-AF-K 0.5 %	Nach Gebrauch	Papierauflage muss die ganze Liege bedecken. Nach der Untersuchung das Papier wechseln. Am Ende des Tages zusätzlich den unteren Bereich reinigen und wenn vorhanden den Kopfkissenanzug wechseln

Erstellt von: Spitalhygiene	Erstelldatum: 15.12.2011	Titel: R & D Plan Pat.pflegematerialien, techn. Geräte, Mobiliar, etc.	Freigabe durch: Hygienekommission	Freigabe am: 16.04.2021	Gültig ab: 16.04.2021	HR
Gültigkeitsbereich: KSGR	Version: 10.1	Ablageort: Hygienerichtlinien	Revision durch: C. Weber	Revision am: 02.03.2021	Seite(n): 2/3	

TECHN.GERÄTE:

Gegenstand	Mittel /Art	Wann	Spezielles
Absaugsystem (Serres): Absaugkanister (Mehrweg)	Terralin protect 0.5 % oder Mikrofasertuch ProMop DES K 0.5 %	Nach Gebrauch aussen und innen	Ist der Absaugbeutel beschädigt und der Kanister wurde dabei kontaminiert, muss dieser zur Aufbereitung in die AEMP
Absaugbeutel (Einweg)		Nach Gebrauch, wenn Beutel voll ist	Entsorgung (siehe Entsorgungskonzept)
Verbindungsschlauch (Einweg) zw. Sugiglas u. Absaugkatheter (Patient)		Entsorgung nach 72 Std., bei optischer Verschmutzung	Nach Gebrauch: Verbindungsschlauchende zu Absaugkatheter die Öffnung nach oben fixieren
Verbindungsschlauch (Silikon, Mehrweg) zw. Vakuumeinrichtung u. Absaugsystem	Terralin protect 0.5 % oder Mikrofasertuch ProMop DES K 0.5 %	Bei optischer Verschmutzung, nach Gebrauch	
Ambubeutel	Terralin protect 0.5 %	Nach Gebrauch	In einem Plastiksack in die AEMP geben.
Blutdruckmanschette Stethoskop Elektr. Blutdruckgerät inkl. Anzeige	Terralin protect 0.5 % oder Cleanisept Wipes 7.5 %	Nach Gebrauch	Stethoskop: einmal pro Monat Ohrlöcher mit Wattestäbchen und Ethanol 70 % reinigen
Bülaufflasche	Mit Gigasept AF forte 0.75 % füllen Einwirkungszeit: 30 Min.		
Zapfen, Teflonstäbe	In Gigasept AF forte 0.75 % einlegen Einwirkungszeit 30 Min.	Nach Gebrauch	Nach der Einwirkungszeit mit Wasser spülen und trocknen. Die Flasche, Zapfen und Teflonstäbe in die Apotheke bringen. Siehe Hygienerichtlinie „Aufbereitung Bülaufflaschen“
EKG Gerät Philips TC 70 - Bildschirm und Elektroden Saugnäpfe - Gerät	Cleanisept Wipes 7.5 % Terralin protect 0.5 %	Nach Gebrauch	
Knie-Bewegungsschiene	ProMop®-DES-AF-K 0.5 % oder Terralin protect 0.5% desinfizieren	Nach jedem Patienten	Die weissen Bänder werden mit einem Frotteetuch geschützt. Verschmutzte Bänder werden via SAP-Auftrag von der Spitaltechnik ausgewechselt und an die Hauswirtschaft für die Aufbereitung in der Waschmaschine weitergeleitet. 1x jährliche Aufbereitung der weissen Bänder (Verantwortung C. End, Leiter Physiotherapie KSGR)
Med. Techn. Geräte, Verbandswagen, Infusionsständer, Boys, Sackständer, usw.	Mit Terralin protect 0.5 % oder ProMop®-DES –AF-K 0.5% desinfizieren	Nach Gebrauch / Austritt	1x pro Monat gründlich desinfizierend reinigen, inkl. Räder. Mit Datum versehen
Ohrthermometer	Ethanol 70%	Nach Gebrauch	Plastikhütchen entsorgen (Einwegmaterial)
Digitalthermometer	Terralin protect 0.5 %	Nach Gebrauch	Bei rektaler Messung mit Terralin protect 0.5 % abwischen. Schutzhülle verwenden

Im Umgang mit Desinfektionsmitteln immer mit Handschuhen arbeiten.

Weitere Hinweise sind abgelegt unter:

[- Flächenreinigung/-desinfektion](#)

Erstellt von: Spitalhygiene	Erstelldatum: 15.12.2011	Titel: R & D Plan Pat.pflegematerialien, techn. Geräte, Mobiliar, etc.	Freigabe durch: Hygienekommission	Freigabe am: 16.04.2021	Gültig ab: 16.04.2021	HR
Gültigkeitsbereich: KSGR	Version: 10.1	Ablageort: Hygienerichtlinien	Revision durch: C. Weber	Revision am: 02.03.2021	Seite(n): 3/3	