


Hygienerichtlinie	
Reinigungs- und Desinfektionsplan	Gebärabteilung

Pflegeutensilien / Mobiliar

Gegenstand	Mittel /Art	Wann	Spezielles
Gebärbett	ProMop®-DES-AF-K 0.5%	Nach Gebrauch	
Gebärwanne	ProMop®-DES-AF-K 0.5%	Nach Gebrauch	Ablauf mit ProMop®-DES-AF-K 0.5% und eingewickelter Bürste reinigen. Bürste danach in RDG geben. Gebärwanne vor Gebrauch mit Wasser ausspülen
Kinderbadewanne	ProMop®-DES-AF-K 0.5%	Nach Gebrauch	Vor Gebrauch mit Wasser ausspülen
Kissen div. mit abwaschbarem Bezug	ProMop®-DES-AF-K 0.5%	Nach Gebrauch	
Matte	ProMop®-DES-AF-K 0.5%	Nach Gebrauch	
Maya-Hocker	ProMop®-DES-AF-K 0.5%	Nach Gebrauch	
Schränke, Schubladen, Kühlschrank	Innen: MayaEasy Soft reinigen oder ProMop®-DES-AF-K 0.5% Aussen: ProMop®-DES-AF-K 0.5%	Bei Bedarf, min ½ jährlich 1x täglich	
Taustrick (Stoff)		Nach Gebrauch	In die Wäscherei geben
Spieleachen, Bücher etc.	Ethanol 70%	Bei sichtbarer Verschmutzung 1x monatlich	Stoffspieleachen in die Wäscherei geben
Wasser-Kissen Fa. Topol	ProMop®-DES-AF-K 0.5%	Nach Gebrauch	
Zentimetermass	ProMop®-DES-AF-K 0.5%	Nach Gebrauch	

Medizinische Geräte / Instrumente

Gegenstand	Mittel /Art	Wann	Spezielles
Ambubeutel	ProMop®-DES-AF-K 0.5%	Nach Gebrauch	In einem Plastiksack in die Steri FON geben
Beatmungsмаске Kinder, Erwachsene	In RDG (Reinigungs-/Desinfektionsgerät), Programm 1	Nach Gebrauch	In AEMP geben
CTG-Knöpfl (Einweg)		Nach Gebrauch	Personenbezogen einsetzen und nach Geburt entsorgen
Laryngoskop-Griff	ProMop®-DES-AF-K 0.5%	Nach Gebrauch	
Laryngoskop-Spatel	Im RDG, Programm 1	Nach Gebrauch	In AEMP geben
Med. Geräte (Pulsoxymeter, pH-Gerät, Blutzucker-Testgerät, CTG.Gerät usw.	ProMop®-DES-AF-K 0.5%	Nach Gebrauch	
REA-Einheit	ProMop®-DES-AF-K 0.5%	Nach Gebrauch	
Sonde - Vaginal - Abdominal	Cleanisept® Wipes 7.5%	Nach Gebrauch	wird durch die ärztliche Seite durchgeführt immer vor der Desinfektion das Gel mit Tuch entfernen vaginal: immer Präservativ verwenden
Ultraschallgerät	ProMop®-DES-AF-K 0.5%	Am Ende des Tages	
Ultraschallkopf, Touch Screen	Cleanisept® Wipes 7.5%	Nach jeder Patientin	
Monitor	Cleanisept® Wipes 7.5%	Bei Bedarf, am Ende des Tages	
Wärmelampe	ProMop®-DES-AF-K 0.5%	Nach Gebrauch	

Im Umgang mit Desinfektionsmitteln immer mit Handschuhen arbeiten.

Weitere Hinweise sind abgelegt unter:

- Allgemeiner R&D Plan: [Pat. Pflegematerial, Techn. Geräte, Mobiliar](#),
- [Flächenreinigung/-desinfektion](#)

Erstellt von: Spitalhygiene, Gebärabteilung	Erstelldatum: 14.12.2011	Titel: R & D Plan Gebärabteilung	Freigabe durch: Hygienekommission	Freigabe am: 22.12.2020	Gültig ab: 22.12.2020	HR
Gültigkeitsbereich: KSGR	Version: 3.0	Ablageort: Hygienerichtlinien	Revision durch: S. Krapf, S. Riess	Revision am: 02.12.2020	Seite(n): 1/1	